

Zamówienie _____ Pytanie
 Data _____ Signature _____
 Customer Ref. _____

Strona 1/2

2013



Dealer

Klucz standard opcja

QUASAR

QUASAR sztywna belka **QUASAR regulowana belka**

L Szerokość siedziska 34 36 38 40 42 44
P Głębokość siedziska 36 38 40 42 44 46
HS Wysokość oparcia 27 29 31 33 35 37 39 41
HA Przód wysokość 46 48 50
HP Tył wysokość 40 42 44 46 48
DP Długość podudzi 37 39 41 43 45 47 49 cm




Kolor ramy ①

Shiny titanium Pearl white Glossy black
 Sage green Pearl grey Antique gold
 Avio blue Potassium light purple
 (inne wg próbnika)

Tapicerka ②


Regulowana nylonowa
 Regulowana oddychająca
 bez oparcia

Pojedynczy rurowy podnózek ③




Otwarty Zamknięty

Rączki do pchania ④




Bez rączek Standardowe rączki Rączki regulowane na wysokość

Dystans między belką a oparciem siedziska ⑤




9 cm (standard) 7 cm
 0 cm (amputanci) 11 cm
 3 cm 13 cm
 5 cm

Kąt pochylenia oparcia ⑥



89°
 91° (standard)
 93°

Kąt ramy ⑦



78° (standard) (A = 16 cm)
 70° (A = 23 cm)

Camber kół tylnych ⑧


1° 2°
 3° 4°

Ośłona ubrania ⑨




Aluminiowy z skrzydełkami z włókna węglowego Proste aluminiowe

Hamulec ⑩



do pchania Scyzoryk
 do ciągnięcia

Koło antywywrotne ⑪



Prawy _____
 Lewy _____

Notes

Zamówienie _____ Pytanie

Data _____ Signature _____

Customer Ref. _____

Strona 2/2
2013

QUASAR

Dealer _____

Koła tylnie ⑫

- 24" Ultralekkie (24 szprychy)
- 24" Lekkie (24 szprychy)
- 24" Star 6x3 (18 szprych)
- 24" (36 szprych)
- 24" Górskie _____
- 24" Spinergy _____
- 24" Jet 12 _____

Opony

- Pneum. Right Run
- Pneum. Marathon Plus
- Pneum. wysokociśnieniowe gładkie
- Pneum. wysokociśnieniowe bieżnik
- Pełne (nie dostępne z kołami ultralekkimi)

Obręcze napędowe ⑬

- Aluminiowe srebrne
- Aluminiowe ciemne
- Chromowane
- Tytanowe _____
- Pokryte gumą _____
- Tween Greep _____
- Max Grepp _____
- Max Grepp Ergo (**)
- Osłona silikonowa

(**) tylko 36 szprychowe koła


Ostony kół ⑭

- Transparentne
- Białe _____
- Czarne _____
- Multikolor _____
- Czarno-czerwone _____
- Czarno-niebieskie _____
- Czarno-zielone _____
- Alfabet _____


Koła przednie ⑮

- 80 (3") pełne
- 80 (3") pełne świecące _____
- 100 (4"x1.1/4) pełne plastikowe
- 100 (4"x1) pełne świecące _____
- 100 (4"x1) pełne aluminiowe
- 100 (4"x1.1/4) pełne aluminiowe
- 125 (5"x1.1/4) pełne plastikowe
- 125 (5"x1) pełne aluminiowe
- 125 (5"x1.1/4) pełne aluminiowe
- 150 (6") pneumatyczne
- 150 (6") pełne


Kieszzeń ⑯



Mała pod siedziskiem



Duża pod siedziskiem



Pod oparciem

Poduszka ⑰



- 3 cm wysokość _____
- 5 cm wysokość _____

Zestaw anodowany ⑱

(obręcze kół, piasta)

- Czarne
- Srebrne
- Zielone
- Jasno niebieskie
- Czerwone
- Pomarańczowe
- Jasne purpurowe _____

(tylko lekkie koła)

Opcje

- 33 "M" velcro taśma
- 34 "F" velcro taśma
- 36 Wyściełane sztywne siedzisko
- 37 Kamizelka _____
- 38 Pas piersiowy _____
- 39 Pas odwodzący _____
- 42 Kieszzeń na cewnik _____
- 45 P L uchwyt na kule
- 46 Pompka _____
- 47 Uchwyt na walizkę _____
- 48 45° pas biodrowy _____
- 49 45° pas biodrowy wyściełany _____
- 50 Czarna torba _____
- 52 Uchwyt na parasol _____
- 53 Przednie ostony ramy _____

Notes

e-mail: info@mobilex.pl www.mobilex.pl
Tel 42 214 29 11 fax 42 214 14 05
Mobilex sp z o.o. siedziba 90-540 Łódź, ul Radwańska 23/1 adres korespondencyjny Łódź 91-204, ul. Duńska 3/5