

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

MEYRA
GROUP


Cena wersji standardowej:

31.900,00 zł. brutto**Prędkość maksymalna**

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	silniki 2x300W	zasięg do 35km	-
<input type="checkbox"/>	117	10 km/h	silniki 2x350W	zasięg do 30km	-

Zawieszenie

<input type="checkbox"/>	893	zawieszenie dla osób o wadze do 200kg			-
--------------------------	-----	---------------------------------------	--	--	---

Szerokość siedziska (dla siedziska ErgoSeat)

<input type="checkbox"/>	53	szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 53cm; możliwość regulacji szerokości między boczkaami 53-65cm			-
<input type="checkbox"/>	358	szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 58cm; możliwość regulacji szerokości między boczkaami 58-70cm			-

Głębokość siedziska (dla siedziska ErgoSeat)

<input type="checkbox"/>	788	głębokość siedziska 43cm			-
<input type="checkbox"/>	619	głębokość siedziska 46cm			-
<input type="checkbox"/>	792	głębokość siedziska 49cm			-
<input type="checkbox"/>	793	głębokość siedziska 53cm			-
<input type="checkbox"/>	356	głębokość siedziska 56cm			-
<input type="checkbox"/>	360	głębokość siedziska 60cm			-

Systemy siedzisk

<input type="checkbox"/>	948/949	siedzisko ErgoSeat, profilowane; płyta siedziska aluminiowa			-	
<input type="checkbox"/>	237	tapicerka siedziska ErgoSeat, tekstylna; czarna			-	
<input type="checkbox"/>	4980	tapicerka siedziska ErgoSeat dzianiną podceratowana; czarna			350,00	
<input type="checkbox"/>	OR-1	tapicerka siedziska ErgoSeat oddychająca w kolorze:	<input type="checkbox"/> czarna	<input type="checkbox"/> granatowa	<input type="checkbox"/> czerwona	250,00

Siedzisko - opcje (dotyczy wszystkich modeli siedzisk)

<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska; skokowo; od 0* do + 10*	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska; płynna; od 0* do + 18*	1.400,00
<input type="checkbox"/>	27	elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda nożycowa) do 30cm; regulacja płynna oraz elektryczna regulacja kąta siedziska w zakresie 0* do 30* przy opcji elektrycznej regulacji wysokości siedziska waga użytkownika do 180kg	10.500,00

Siedzisko - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	DK-9	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową; standardowy	100,00
<input type="checkbox"/>	DK-9	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową; extra- długi	100,00
<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową	200,00
<input type="checkbox"/>	803	pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową; extra- długi	200,00
<input type="checkbox"/>	DK-1	pasy odwodzące nogi	200,00
<input type="checkbox"/>	DK-2	klin krokowy miękki z poduszką siedziska	350,00
<input type="checkbox"/>	590	klin krokowy montowany do płyty siedziska	700,00

Oparcie pleców - opcje

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna na oparciu pleców; przy oparciu standardowym oraz ErgoSeat	-
<input type="checkbox"/>	913	zagłówek; tapicerka podceratowana nie łączyć z siedziskami ErgoStar, RECARO oraz rączkami do pchania wózka kod 410	500,00
<input type="checkbox"/>	2913	obszycie zagłówek tapicerką oddychającą	100,00
<input type="checkbox"/>	260	funkcja zapamiętywania położenia zagłówek dla kodu 913	150,00
<input type="checkbox"/>	OD-6	kamizelka stabilizująca	250,00
<input type="checkbox"/>	OD-7	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą plastikową (06-3554)	200,00
<input type="checkbox"/>	OD-7	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową (06-6220)	350,00
<input type="checkbox"/>	OD-8	pas stabilizujący- piersiowy; długość: <input type="checkbox"/> 60cm <input type="checkbox"/> 80cm <input type="checkbox"/> 110cm <input type="checkbox"/> 140cm	150,00
<input type="checkbox"/>	954	peloty odchylane (para); nie łączyć z podłokietnikami kod 24	2.500,00
<input type="checkbox"/>	957	peloty stałe (para); nie łączyć z podłokietnikami kod 24	550,00

Oparcie pleców - regulacja kąta

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia; od -10* do +30*; skokowo co 10*; nie dotyczy siedziska ErgoStar i RECARO	-
<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia; od -10* do +50*; płynnie; nie dotyczy siedziska ErgoStar i RECARO	1.900,00

Kółka przednie - skrętne; przednia wysokość siedziska (bez poduszki)

<input type="checkbox"/>	142	kółka przednie 10" (26x7cm); felga aluminiowa <input type="checkbox"/> 46cm <input type="checkbox"/> 51cm <input type="checkbox"/> 56cm	-
--------------------------	-----	---	---

do podanych wysokości należy dodać wysokość poduszki siedziska ErgoSeat + 7cm
przy opcji windy (kod 27) przednia wysokość siedziska tylko 56cm

Kółka przednie - opcje

<input type="checkbox"/>	146	pompowane	-
<input type="checkbox"/>	900	pełne	300,00
<input type="checkbox"/>	816	nadkola kółek przednich	300,00

Koła tylne - napędowe

<input type="checkbox"/>	460	14" (35,6cm), felga aluminiowa	-
--------------------------	-----	--------------------------------	---

Koła tylne - opcje

<input type="checkbox"/>	846	pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	pełne	400,00
<input type="checkbox"/>	824	nadkola kół tylnych	350,00

Ogumienie

<input type="checkbox"/>	909	ogumienie szare	-
<input type="checkbox"/>	908	ogumienie czarne	-

Boczki

<input type="checkbox"/>	106	boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości całego boczka ; osłona ubrania z plexi- czarna; regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik;	-
<input type="checkbox"/>	4960	boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości całego boczka; osłona ubrania z plexi- czarna; regulowany na wysokość i głębokość krótki podłokietnik; podłokietnik z wgłębieniem dla stabilizacji ręki	150,00
<input type="checkbox"/>		paski rzepowe dla ustabilizowania ręki w podłokietniku kod 4960	50,00
<input type="checkbox"/>	OBM-16	podłokietnik z podwyższoną o 2cm krawędzią zewnętrzną <input type="checkbox"/> prawy <input type="checkbox"/> lewy	350,00/szt.
<input type="checkbox"/>	21	boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości; osłona ubrania z plexi- czarna; regulowany na wysokość długi podłokietnik; podłokietnik przedłużony do tyłu wózka	350,00

Podnóżki

<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane	-
<input type="checkbox"/>	91	podnóżki odchylane i zdejmowane, z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi; wzmocnione	3.300,00
<input type="checkbox"/>	86	podnóżki odchylane i zdejmowane, z elektryczną regulacją kąta do wyprostowania nogi; tylko z elektroniką R-Net	6.500,00

Stopień podnóżka (długość podudzia 28-43cm)

<input type="checkbox"/>	808	stopień podnóżka dzielony z tworzywa; głębokość 15cm; regulacja kąta	Długość podudzia	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy; głębokość 15cm; regulacja głębokości oraz kąta	<input type="text"/>	550,00
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)		100,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki		400,00

Akumulatory i ładowarki

<input type="checkbox"/>	5158	akumulatory bezobsługowe 66Ah(5h)/80Ah(20h)	-
<input type="checkbox"/>	732	ładowarka mocniejsza <u>8A</u>	-
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka mocniejsza <u>12A</u>	100,00

Oświetlenie

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-
--------------------------	-----	--	---

Elektronika

<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net; wskaźnik diodowy	-
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD	800,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	2.900,00
<input type="checkbox"/>	839	moduł OMNI z wyświetlaczem LCD; do niestandardowych typów sterowania	4.800,00
<input type="checkbox"/>	4795	blokada elektroniki; (immobilizer)	250,00

Sterowanie

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na prawą rękę	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na lewą rękę	-
<input type="checkbox"/>	851	sterowanie dla opiekuna z możliwością przełożenia dla użytkownika; tylko ze sztangą kod 814	600,00
<input type="checkbox"/>	4789	dotatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika tylko ze sztangą kod 814	2.400,00

Uchwyt joysticka dla użytkownika

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt z regulacją długości	-
<input type="checkbox"/>	4566	uchwyt z regulacją długości i wysokości; nie łączyć z podłokietnikiem kod 24	300,00
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf); nie łączyć z podłokietnikiem kod 24	550,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net	200,00

Niestandardowe końcówki joysticka

<input type="checkbox"/>	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	650,00
<input type="checkbox"/>	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	650,00
<input type="checkbox"/>	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	400,00
<input type="checkbox"/>	4589	końcówka joysticka grzybek	200,00
<input type="checkbox"/>	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	200,00
<input type="checkbox"/>	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	300,00
<input type="checkbox"/>	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	200,00
<input type="checkbox"/>	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	400,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	207	kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
<input type="checkbox"/>	212	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała	-
<input type="checkbox"/>	186	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik	-
<input type="checkbox"/>	227	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik	-
<input type="checkbox"/>	180	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX	-
<input type="checkbox"/>	214	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty	-

Dodatki

<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	300,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	300,00
<input type="checkbox"/>	676	odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar oraz RECARO	300,00
<input type="checkbox"/>	2676	odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat	300,00
<input type="checkbox"/>	994	bagażnik rurkowy	200,00
<input type="checkbox"/>	781	USB- port	650,00
<input type="checkbox"/>	782	uchwyt na telefon	150,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok; tylko z boczkiem kod 106 oraz uchwytem joysticka kod 4860 (pantograf)	1.800,00

Dodatki			
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę; nie łączyć z podłokietnikami kod 24	350,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	350,00
<input type="checkbox"/>		ocieplacz na nogi	250,00
<input type="checkbox"/>		kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska; nie łączyć z siedziskiem RECARO i ErgoStar	150,00

Niestandardowe systemy sterowania

<input type="checkbox"/>	4660	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo; tylko z boczkiem kod 106	1.800,00
<input type="checkbox"/>	4661	stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo; tylko z boczkiem kod 106	1.800,00
<input type="checkbox"/>	813	sterowanie zamontowane w stoliku terapeutycznym; tylko z boczkiem kod 106 oraz elektroniką R-Net z wyświetlaczem diodowym kod 415	9.100,00
<input type="checkbox"/>	565	sterowanie brodą odchylane elektrycznie; tylko z modułem OMNI - kod 839	21.000,00
<input type="checkbox"/>	810	sterowanie brodą odchylane ręcznie; tylko z modułem OMNI - kod 839	19.600,00
<input type="checkbox"/>	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem; tylko z modułem OMNI - kod 839	23.500,00
<input type="checkbox"/>	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń; tylko z modułem OMNI - kod 839	28.500,00
<input type="checkbox"/>	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem; tylko z modułem OMNI - kod 839	23.500,00
<input type="checkbox"/>	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń; tylko z modułem OMNI - kod 839	28.000,00
<input type="checkbox"/>	4940	uchwyt na szyję do sterowania MicroPilot	4.300,00
<input type="checkbox"/>	4613	sterowanie TouchDrive; tylko z modułem OMNI - kod 839	29.500,00
<input type="checkbox"/>	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku; tylko z modułem OMNI - kod 839	4.800,00
<input type="checkbox"/>	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik wózka, średnica 63mm; tylko z elektroniką R-Net z wyświetlaczem LCD (kod 416 lub 398) lub modułem OMNI - kod 839	650,00

Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.



W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka