

## Zamawiający

## Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

## Osoba dokonująca pomiaru

## Cena (rabat)

**MEYRA**  
GROUP


Cena wersji standardowej:

**19.200,00 zł. brutto****Prędkość maksymalna**

|                          |     |  |                |  |          |
|--------------------------|-----|--|----------------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 115 | 6 km/h   | silniki 2x220W | zasięg przy akumulatorach standardowych: do 40km   | -        |
| <input type="checkbox"/> | 117 | 10 km/h  | silniki 2x300W | zasięg przy akumulatorach standardowych: do 35km<br><b>opcja zalecana z mocniejszymi akumulatorami i ładowarką</b> | 100,00   |
| <input type="checkbox"/> | 903 | zwiększona moc silników: przy prędkości 6km/h: silniki 2x300W; przy prędkości 10km/h: silniki 2x350W<br><b>tylko z elektroniką R-Net</b> |                |  | 2.700,00 |

**Zawieszenie**

|                          |     |  |  |  |   |
|--------------------------|-----|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> | 892 | zawieszenie dla osób o wadze do 120kg    |  |  | - |
| <input type="checkbox"/> | 891 | zawieszenie dla osób o wadze 120 - 160kg |  |  | - |

**Szerokość siedziska (dla siedziska standardowego oraz ErgoSeat)**

|                          |    |  |  |  |   |
|--------------------------|----|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> | 38 | szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 38cm; możliwość regulacji szerokości między boczками 38-50cm |  |  | - |
| <input type="checkbox"/> | 43 | szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 43cm; możliwość regulacji szerokości między boczками 43-55cm |  |  | - |
| <input type="checkbox"/> | 48 | szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 48cm; możliwość regulacji szerokości między boczками 48-60cm |  |  | - |
| <input type="checkbox"/> | 53 | szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 53cm; możliwość regulacji szerokości między boczками 53-65cm |  |  | - |

przy siedzisku RECARO realna szerokość siedziska (między boczками) wynosi ok. 50cm

**Głębokość siedziska (dla siedziska standardowego oraz ErgoSeat)**

|                          |     |                          |  |  |        |
|--------------------------|-----|--------------------------|--|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 615 | głębokość siedziska 40cm |  |  | -      |
| <input type="checkbox"/> | 788 | głębokość siedziska 43cm |  |  | -      |
| <input type="checkbox"/> | 619 | głębokość siedziska 46cm |  |  | -      |
| <input type="checkbox"/> | 792 | głębokość siedziska 49cm |  |  | -      |
| <input type="checkbox"/> | 793 | głębokość siedziska 53cm |  |  | -      |
| <input type="checkbox"/> | 356 | głębokość siedziska 56cm |  |  | 250,00 |

**Tapicerka siedziska (nie dotyczy siedziska ErgoStar i RECARO)**

|                          |      |  |  |  |        |
|--------------------------|------|--|--|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 738  | standardowa tapicerka siedziska, tekstylna; czarna (gąbka 1,5cm) |  |  | -      |
| <input type="checkbox"/> | 4276 | alumiuniowa płyta siedziska, czarna                              |  |  | 150,00 |

**Siedzisko standardowe****Poduszka siedziska**

|  |      |   |        |
|--|------|---|--------|
| <input type="checkbox"/>   | 561  | poduszka siedziska; wysokość 6cm; obszycie czarna kodura  | -      |
| <input type="checkbox"/>   | DP-4 | poduszka siedziska; wysokość 3cm; obszycie czarna kodura  | -      |
| <input type="checkbox"/>   | DP-6 | poduszka siedziska; wysokość 5cm, obszycie dzianina dystansowa; poduszka delikatnie profilowana | 250,00 |
| <input type="checkbox"/>   | SD-1 | obszycie (pokrowiec) poduszki siedziska (kod 561, DP-4) dzianiną dystansową                     | 100,00 |
| kolor tapicerki poduszki siedziska <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> granatowa <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> czarno- czerwona <input type="checkbox"/> czarno- granatowa |      |   |        |

**Oparcie pleców; wysokość oparcia 50cm z możliwością obniżenia na 45cm**

|                          |          |   |        |
|--------------------------|----------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 737/287  | standardowa tapicerka pleców, kodura; czarna  | -      |
| <input type="checkbox"/> | 736/287  | tapicerka pleców kodura; regulacja napiętości pasami: <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> granatowa <input type="checkbox"/> czerwona      | 250,00 |
| <input type="checkbox"/> | 736/OR-1 | tapicerka pleców oddychająca; regulacja napiętości pasami: <input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> granatowa <input type="checkbox"/> czerwona | 350,00 |

**Niestandardowe systemy siedzisk**

|                          |          |   |          |
|--------------------------|----------|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 948/949  | <b>ErgoSeat</b> : profilowany system siedziska (poduszka siedziska i oparcia pleców)  | 1.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 237      | tapicerka poduszek siedziska <b>ErgoSeat</b> dzianiną tekstylną; czarna   | -        |
| <input type="checkbox"/> | 4980     | tapicerka poduszek siedziska <b>ErgoSeat</b> dzianiną podceratowaną; czarna   | -        |
| <input type="checkbox"/> | SD-1     | tapicerka poduszek siedziska <b>ErgoSeat</b> dzianiną dystansową<br><input type="checkbox"/> czarna <input type="checkbox"/> granatowa <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> czarno- czerwona <input type="checkbox"/> czarno- granatowa   | 150,00   |
| <input type="checkbox"/> | 948/2019 | <b>ErgoSeat PRO</b> : profilowana poduszka siedziska, tapicerka pleców komfortowa w kolorze czarnym, z regulacją napiętości pasami; wysokość 53 lub 57cm; <b>dla szerokości siedziska 43 lub 48cm</b>   | 2.400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2021     | ErgoSeat PRO- peloty piersiowe duże; para: wysokość 31cm  | 1.600,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2032     | ErgoSeat PRO- peloty piersiowe małe; para: wysokość 23cm  | 1.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 961      | siedzisko ErgoStar, fotel komfortowe, profilowane; obszycie skajowe, czarne; szerokość siedziska 50cm; głębokość siedziska 50cm; wysokość oparcia pleców 64cm ręczna regulacja kąta oparcia do pozycji leżącej; regulacja podpory odcinka lędźwiowego   | 700,00   |
| <input type="checkbox"/> | 579      | siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 49cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem; <b>ręczna</b> regulacja kąta oparcia pleców; <b>boczek</b> : zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunienia boczków; regulowany na wysokość <u>podłokietnik</u>   | 7.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | 567      | siedzisko RECARO rozmiar S (szerokość siedziska 49cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem; <b>elektryczna</b> regulacja kąta oparcia pleców; <b>boczek</b> : zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunienia boczków; regulowany na wysokość <u>podłokietnik</u>  | 8.800,00 |
| <input type="checkbox"/> | 580      | siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem; <b>ręczna</b> regulacja kąta oparcia pleców; <b>średniej</b> wysokości poduszki stabilizujące <b>boczek</b> : zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunienia boczków; regulowany na wysokość <u>podłokietnik</u>      | 7.600,00 |
| <input type="checkbox"/> | 578      | siedzisko RECARO rozmiar M (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46,5cm; z zagłówkiem; <b>elektryczna</b> regulacja kąta oparcia pleców; <b>średniej</b> wysokości poduszki stabilizujące <b>boczek</b> : zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunienia boczków; regulowany na wysokość <u>podłokietnik</u> | 9.400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 581      | siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46-51cm; z zagłówkiem; <b>ręczna</b> regulacja kąta oparcia pleców; <b>wysokie</b> poduszki stabilizujące <b>boczek</b> : zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunienia boczków; regulowany na wysokość <u>podłokietnik</u>                | 7.600,00 |
| <input type="checkbox"/> | 584      | siedzisko RECARO rozmiar L (szerokość siedziska 52cm; głębokość siedziska 46-51cm; z zagłówkiem; <b>elektryczna</b> regulacja kąta oparcia pleców; <b>wysokie</b> poduszki stabilizujące <b>boczek</b> : zabudowane z osłoną ubrania z plexi; możliwość rozsunienia boczków; regulowany na wysokość <u>podłokietnik</u>           | 9.400,00 |

**Siedzisko - opcje dodatkowe; elementy stabilizacji**

|                          |      |  |          |
|--------------------------|------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | DK-9 | pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową; standardowy; <u>tylko z siedziskiem standardowym</u>  | 100,00   |
| <input type="checkbox"/> | DK-9 | pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą plastikową; extra- długi ; <u>tylko z siedziskiem standardowym</u>  | 100,00   |
| <input type="checkbox"/> | 833  | pas bezpieczeństwa biodrowy z klamrą samochodową   | 200,00   |
| <input type="checkbox"/> | OD-6 | kamizelka stabilizująca  | 250,00   |
| <input type="checkbox"/> | OD-7 | pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą plastikową (06-3554); <u>tylko z siedziskiem standardowym</u>  | 200,00   |
| <input type="checkbox"/> | OD-7 | pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy z klamrą samochodową (06-6220)  | 350,00   |
| <input type="checkbox"/> | OD-8 | pas stabilizujący- piersiowy; długość: <input type="checkbox"/> 60cm <input type="checkbox"/> 80cm <input type="checkbox"/> 110cm <input type="checkbox"/> 140cm | 150,00   |
| <input type="checkbox"/> | 954  | peloty odchylane (para); <b>nie łączyć z podłokietnikami kod 24</b>  | 2.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 957  | peloty stałe (para); <b>nie łączyć z podłokietnikami kod 24</b>  | 550,00   |
| <input type="checkbox"/> | DK-1 | pasy odwodzące nogi; <u>tylko z siedziskiem standardowym</u>   | 200,00   |
| <input type="checkbox"/> | DK-2 | klin krokowy miękki z poduszką siedziska, płaską <input type="checkbox"/> 3cm <input type="checkbox"/> 5cm   | 350,00   |
| <input type="checkbox"/> | 590  | klin krokowy montowany do płyty siedziska kod 4276 oraz standardową poduszką   | 700,00   |

**Siedzisko - opcje (dotyczy wszystkich modeli siedzisk)**

|                          |      |   |           |
|--------------------------|------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 119  | ręczna regulacja kąta siedziska; skokowo; od 0* do + 10*  | -         |
| <input type="checkbox"/> | 118  | elektryczna regulacja kąta siedziska; płynna; od -2* do + 26*   | 750,00    |
| <input type="checkbox"/> | 4118 | elektryczna regulacja kąta siedziska; płynna; od 0* do +50*; <b>tylko z elektroniką R-net</b>   | 4.700,00  |
| <input type="checkbox"/> | 27   | elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda nożycowa) do +30cm oraz elektryczna regulacja kąta siedziska płynna; od 0* do +30*<br><b>tylko z elektroniką R-Net; tylko z płytą siedziska kod 4726; nie łączyć z siedziskiem ErgoStar kod 961 nie łączyć z kodem 4118- elektryczna regulacja kąta siedziska do 50*</b> | 11.000,00 |

**Oparcie pleców - opcje**

|                          |      |   |        |
|--------------------------|------|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 814  | sztanga poprzeczna na oparciu pleców; przy oparciu standardowym, ErgoSeat oraz ErgoSeat PRO   | -      |
| <input type="checkbox"/> | 2814 | sztanga poprzeczna na oparciu pleców; przy siedzisku RECARO   | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 410  | rączki do prowadzenia wózka (montaż sztangi w połowie wysokości oparcia pleców)<br><b>nie łączyć z siedziskami ErgoStar oraz RECARO</b> | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 913  | zaglówek; tapicerka podceratowana<br><b>nie łączyć z siedziskami ErgoStar, RECARO oraz rączkami do pchania wózka kod 410</b>            | 500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2913 | obszycie zagłówek tapicerką oddychającą   | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 260  | funkcja zapamiętywania położenia zagłówek   | 100,00 |

**Oparcie pleców - regulacja kąta oparcia; nie dotyczy siedzisk RECARO**

|                          |     |   |          |
|--------------------------|-----|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 401 | ręczna regulacja kąta oparcia; od -10* do +30*; skokowo co 10*; nie dotyczy siedziska ErgoStar i RECARO | -        |
| <input type="checkbox"/> | 25  | elektryczna regulacja kąta oparcia; od -10* do +50*; płynnie; nie dotyczy siedziska ErgoStar i RECARO   | 1.900,00 |

**Kółka przednie - skrętne; przednia wysokość siedziska (bez poduszki)**

|                          |     |  |   |        |
|--------------------------|-----|--|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 163 | kółka przednie 9" (23cm); felga aluminiowa<br><b>tylko z kołami tylnymi 12" - kod 815</b>  | <input type="checkbox"/> 44cm <input type="checkbox"/> 48cm <input type="checkbox"/> 51cm | -      |
| <input type="checkbox"/> | 142 | kółka przednie 10" (26cm); felga aluminiowa<br><b>tylko z kołami tylnymi 14" - kod 460</b> | <input type="checkbox"/> 46cm <input type="checkbox"/> 50cm <input type="checkbox"/> 53cm | 200,00 |

w przypadku opcji windy (kod 27) oraz elektrycznej regulacji kąta siedziska (kod 4118)  
przednia wysokość siedziska **TYLKO** 51 cm (przy kołach 9" kod 163) lub 53cm (przy kołach 10" kod 142)

do podanych wysokości siedziska należy dodać wysokość poduszek siedziska:  
poduszka standardowa +3 lub +6cm; ErgoSeat +7cm; ErgoStar + 12cm; RECARO +15cm

**Kółka przednie - opcje**

|                          |     |           |        |
|--------------------------|-----|-----------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 146 | pompowane | -      |
| <input type="checkbox"/> | 900 | pełne     | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 816 | nadkola   | 400,00 |

**Koła tylne - napędowe**

|                          |     |  |        |
|--------------------------|-----|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 815 | 12" (32cm), felga aluminiowa; <b>tylko z kółkami przednimi 9" kod 163</b>    | -      |
| <input type="checkbox"/> | 460 | 14" (35,6cm), felga aluminiowa; <b>tylko z kółkami przednimi 10" kod 142</b> | 150,00 |

**Koła tylne - opcje**

|                          |     |           |        |
|--------------------------|-----|-----------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 846 | pompowane | -      |
| <input type="checkbox"/> | 904 | pełne     | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 824 | nadkola   | 350,00 |

**Ogumienie**

|                          |     |   |   |
|--------------------------|-----|---|---|
| <input type="checkbox"/> | 909 | ogumienie szare                                       | - |
| <input type="checkbox"/> | 908 | ogumienie czarne, mieszanka gumy odporna na ścieranie | - |

**Boczki**

|                          |        |   |             |
|--------------------------|--------|---|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 106    | boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości całego boczka; osłona ubrania z plexi- czarna; regulowany na wysokość krótki podłokietnik;  | -           |
| <input type="checkbox"/> | 4960   | boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości całego boczka; osłona ubrania z plexi- czarna; regulowany na wysokość krótki podłokietnik; podłokietnik z wgłębieniem dla stabilizacji ręki | 150,00      |
| <input type="checkbox"/> |        | paski rzepowe dla ustabilizowania ręki w podłokietniku kod 4960   | 50,00       |
| <input type="checkbox"/> | OBM-16 | podłokietnik z podwyższoną o 2cm krawędzią zewnętrzną <input type="checkbox"/> prawy <input type="checkbox"/> lewy  | 200,00/szt. |
| <input type="checkbox"/> | 21     | boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości całego boczka; osłona ubrania z plexi- czarna; regulowany na wysokość długi podłokietnik; podłokietnik przedłużony do tyłu wózka            | 350,00      |
| <input type="checkbox"/> | 14     | wytrzymałe i stabilne podłokietniki, mocowane do profili oparcia pleców; podłokietniki odchylane do tyłu z regulacją wysokości oraz szerokości, z regulacją kąta                                | 3.400,00    |
| <input type="checkbox"/> | 24     | podłokietnik odchylany; regulacja wysokości i kąta<br><b>tylko z siedziskiem ErgoStar kod 961</b>   | 400,00      |
| <input type="checkbox"/> | 773    | podświetlana na czerwono osłona ubrania z możliwością wygrawerowania napisu do 15 liter<br><b>nie łączyć z szerokością siedziska 38cm, uchwytem na kulę - kod 970 oraz windą kod 27</b>         | 2.900,00    |
| <input type="checkbox"/> | 774    | podświetlana na niebiesko osłona ubrania z możliwością wygrawerowania napisu do 15 liter<br><b>nie łączyć z szerokością siedziska 38cm, uchwytem na kulę - kod 970 oraz windą kod 27</b>        | 3.000,00    |
| <input type="checkbox"/> | 4982   | podłokietnik dla hemiplegików; odchylany i regulowany na wysokość; dla długości przedramienia do 36cm z boczkiem kod 106, 4960 oraz 21; montowany po stronie bez joysticka                      | 1.100,00    |
| <input type="checkbox"/> | 4983   | podłokietnik dla hemiplegików dla długości przedramienia do 43cm  | 200,00      |
| <input type="checkbox"/> | 4985   | profilowany podłokietnik dla hemiplegików   | 200,00      |
| <input type="checkbox"/> | 4986   | podłokietnik dla hemiplegików z ergonomicznym uchwytem; prawy   | 200,00      |
| <input type="checkbox"/> | 4987   | podłokietnik dla hemiplegików z ergonomicznym uchwytem; lewy  | 200,00      |

**Podnóżki**

|                          |    |   |          |
|--------------------------|----|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 93 | podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane  | -        |
| <input type="checkbox"/> | 92 | podnóżki odchylane i zdejmowane, z ręczną regulacją kąta do wyprostowania nogi  | 150,00   |
| <input type="checkbox"/> | 86 | podnóżki odchylane i zdejmowane, z elektryczną regulacją kąta do wyprostowania nogi; <b>tylko z elektroniką R-Net</b> | 3.100,00 |

**Stoień podnóżka (długość podudzia 28-43cm)**

|                          |     |   | Długość podudzia |        |
|--------------------------|-----|---|------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 798 | stoień podnóżka dzielony z tworzywa; głębokość 15cm; regulacja kąta   |                  | -      |
| <input type="checkbox"/> | 54  | stoień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy; głębokość 15cm; regulacja głębokości oraz kąta; <b>nie zalecany z elektryczną reg. kąta podnóżka kod 86</b>   |                  | 600,00 |
| <input type="checkbox"/> | 105 | adapter do stopnia podnóżka kod 54 w przypadku poszerzenia przestrzeni w górnej części podnóżków poprzez zamianę stronami uchwytów podnóżka; <b>nie łączyć z kodem 86- elektryczna reg. kąta podnóżka</b> |                  | 450,00 |
| <input type="checkbox"/> | 822 | paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona)   |                  | 100,00 |
| <input type="checkbox"/> | 823 | zapiętki  |                  | 400,00 |

**Akumulatory i ładowarki**

|                          |      |  |   |          |
|--------------------------|------|--|---|----------|
| <input type="checkbox"/> | 5159 | akumulatory bezobsługowe 43Ah(5h)/50Ah(20h)          | zasięg przy prędkości: 6km/h: do 30km; 10km/h: 25km | -        |
| <input type="checkbox"/> | 5158 | akumulatory bezobsługowe 66Ah(5h)/80Ah(20h)          | zasięg przy prędkości: 6km/h: do 40km; 10km/h: 35km | 1.350,00 |
| <input type="checkbox"/> | 732  | ładowarka 8A dla akumulatorów standardowych kod 5159 |   | -        |
| <input type="checkbox"/> | 733  | ładowarka mocniejsza 12A dla akumulatorów kod 5158   |   | 150,00   |

**Oświetlenie**

|                          |     |  |  |   |
|--------------------------|-----|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> | 932 | oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami |  | - |
|--------------------------|-----|--|--|---|

**Elektronika**

|                          |      |   |  |          |
|--------------------------|------|---|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 408  | elektronika VR2   |  | -        |
| <input type="checkbox"/> | 682  | moduł regulacji opcji elektrycznych do elektroniki VR2 ( <b>nie łączyć z elektrycznymi podnóżkami oraz windą</b> )                              |  | 250,00   |
| <input type="checkbox"/> | 415  | elektronika R-Net; wskaźnik diodowy   |  | 2.700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 416  | elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD   |  | 3.400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 398  | elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury |  | 5.600,00 |
| <input type="checkbox"/> | 839  | moduł OMNI z wyświetlaczem LCD; do niestandardowych typów sterowania; <b>tylko z elektroniką R-Net</b>  |  | 4.800,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4795 | blokada elektroniki; (immobilizer)  |  | 250,00   |
| <input type="checkbox"/> | 918  | system ESP - utrzymanie prostego toru jazdy; tylko z elektroniką R-Net kod 416 lub 398  |  | 2.200,00 |

**Sterowanie**

|                          |      |   |  |          |
|--------------------------|------|---|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 74   | sterowanie na prawą rękę  |  | -        |
| <input type="checkbox"/> | 60   | sterowanie na lewą rękę   |  | -        |
| <input type="checkbox"/> | 851  | sterowanie dla opiekuna z możliwością przełożenia dla użytkownika; <b>tylko ze sztangą kod 814</b>                    |  | 600,00   |
| <input type="checkbox"/> | 4789 | dotatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika <b>tylko ze sztangą kod 814</b> |  | 2.000,00 |

**Uchwyt joysticka dla użytkownika**

|                          |      |  |  |        |
|--------------------------|------|--|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 4859 | uchwyt z regulacją długości  |  | -      |
| <input type="checkbox"/> | 4566 | uchwyt z regulacją długości i wysokości; <b>nie łączyć z podłokietnikiem kod 24</b>                              |  | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4860 | uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf); <b>nie łączyć z podłokietnikiem kod 24</b> |  | 550,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4874 | osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net                                       |  | 200,00 |

**Niestandardowe końcówki joysticka**

|                          |      |  |        |
|--------------------------|------|--|--------|
| <input type="checkbox"/> | 553  | końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy                               | 650,00 |
| <input type="checkbox"/> | 556  | końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy                               | 650,00 |
| <input type="checkbox"/> | 734  | końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni | 400,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4589 | końcówka joysticka grzybek   | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4590 | końcówka joysticka mała piłka - twarda                                       | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4593 | końcówka joysticka słupek (5cm)  | 300,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4594 | końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)                                    | 200,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4595 | końcówka joysticka duża piłka - miękka                                       | 400,00 |

**Kolor ramy**

|                          |      |  |          |
|--------------------------|------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 207  | kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)                            | -        |
| <input type="checkbox"/> | 212  | kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała                                      | -        |
| <input type="checkbox"/> | 186  | kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik                 | -        |
| <input type="checkbox"/> | 227  | kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik                          | -        |
| <input type="checkbox"/> | 180  | kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX                   | -        |
| <input type="checkbox"/> | 214  | kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty                                      | -        |
| <input type="checkbox"/> | 5220 | kolor ramy podwozia, ramy siedziska, ramy oparcia pleców, podnóżków na życzenie klienta z palety kolorów MEYRA | 1.300,00 |

**Dodatki**

|                          |         |  |          |
|--------------------------|---------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | 676     | odblaskowy trójkąt ostrzegawczy; do siedziska ErgoStar oraz RECARO   | 300,00   |
| <input type="checkbox"/> | 2676    | odblaskowa folia ostrzegawcza montowana na oparciu pleców w siedzisku ErgoSeat                                 | 350,00   |
| <input type="checkbox"/> | 781     | USB- port  | 650,00   |
| <input type="checkbox"/> | 782     | uchwyt na telefon  | 150,00   |
| <input type="checkbox"/> | 906     | lusterko wsteczne - prawe  | 300,00   |
| <input type="checkbox"/> | 927     | lusterko wsteczne - lewe   | 300,00   |
| <input type="checkbox"/> | 936     | deska do przesiadania się  | 350,00   |
| <input type="checkbox"/> | 970     | uchwyt na kulę; <b>nie łączyć z podłokietnikami kod 24</b>   | 350,00   |
| <input type="checkbox"/> | 994     | bagażnik rurkowy   | 200,00   |
| <input type="checkbox"/> | 930     | stolik nasuwany na podłokietniki; <b>tylko z boczkiem kod 106 i uchwytem joysticka kod 4860 (pantograf)</b>    | 500,00   |
| <input type="checkbox"/> | 4646    | stolik odchylany na bok; <b>tylko z boczkiem kod 106 oraz uchwytem joysticka kod 4860 (pantograf)</b>          | 1.700,00 |
| <input type="checkbox"/> | 3075902 | śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm  | 350,00   |
| <input type="checkbox"/> |         | ocieplacz na nogi  | 250,00   |
| <input type="checkbox"/> |         | kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska; <b>nie łączyć z siedziskiem RECARO i ErgoStar</b> | 150,00   |
| <input type="checkbox"/> |         | kieszon na oparciu pleców; <b>tylko z tapicerką pleców kod 736</b>   | 150,00   |

**Niestandardowe systemy sterowania**

|                          |      |   |           |
|--------------------------|------|---|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 4660 | stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na prawo; <b>tylko z boczkiem kod 106</b>   | 1.800,00  |
| <input type="checkbox"/> | 4661 | stolik z wycięciem na uchwyt joysticka, odchylany na lewo; <b>tylko z boczkiem kod 106</b>  | 1.800,00  |
| <input type="checkbox"/> | 813  | sterowanie zamontowane w stoliku terapeutycznym; <b>tylko z boczkiem kod 106 oraz elektroniką R-Net z wyświetlaczem diodowym kod 415</b>              | 8.800,00  |
| <input type="checkbox"/> | 565  | sterowanie brodą odchylane elektrycznie; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>  | 20.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 810  | sterowanie brodą odchylane ręcznie; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>   | 22.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4611 | sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>   | 23.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4600 | sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>  | 28.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4612 | sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>   | 23.500,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4601 | sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>  | 28.000,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4940 | uchwyt na szyję do sterowania MicroPilot  | 4.200,00  |
| <input type="checkbox"/> | 4613 | sterowanie TouchDrive; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>  | 29.900,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4615 | zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku; <b>tylko z modułem OMNI - kod 839</b>   | 4.800,00  |
| <input type="checkbox"/> | 543  | zewnętrzny włącznik/wyłącznik wózka, średnica 63mm; <b>tylko z elektroniką R-Net z wyświetlaczem LCD (kod 416 lub 398) lub modułem OMNI - kod 839</b> | 700,00    |

Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.



**W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.**

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka