

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

MEYRA®
GROUP

11.500,00 zł. brutto

Cena wersji standardowej:

Refundacja wózka:

 P.129

 P.130: 1.155-913
(elementy stabilizacji w formularzu str. 2)

 P.131: 1.155-351
(elementy stabilizacji w formularzu str. 2)

Rama wózka (podnóżki zintegrowane z ramą wózka)

<input type="checkbox"/>	4950	przednia rama wózka zwężana o 2 cm na stronę	-
<input type="checkbox"/>	4959	przednia rama wózka prosta (bez przewężenia) NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KOMPAKTOWĄ KOD 347	-

Rama wózka - model

<input type="checkbox"/>	346	rama wózka standardowa; kąt ramy przedniej 105*	-
<input type="checkbox"/>	347	rama wózka kompaktowa; kąt ramy przedniej 97* NIE ŁĄCZYĆ Z PRZEDNIĄ RAMĄ WÓZKA PROSTĄ (KOD 4959)	-

Szerokość siedziska (wymiar po zewnętrznych krawędziach tapicerki; pomiędzy boczками + 1 cm)

<input type="checkbox"/>	30	szerokość siedziska 30 cm	-
<input type="checkbox"/>	32	szerokość siedziska 32 cm	-
<input type="checkbox"/>	34	szerokość siedziska 34 cm	-
<input type="checkbox"/>	36	szerokość siedziska 36 cm	-
<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 38 cm	-
<input type="checkbox"/>	40	szerokość siedziska 40 cm	-
<input type="checkbox"/>	342	szerokość siedziska 42 cm	-
<input type="checkbox"/>	344	szerokość siedziska 44 cm	-
<input type="checkbox"/>	46	szerokość siedziska 46 cm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 48 cm	100,00
<input type="checkbox"/>	350	szerokość siedziska 50 cm	100,00

Głębokość siedziska (wymiar tapicerki od przedniej krawędzi rurki oparcia pleców do przedniej krawędzi tapicerki)

<input type="checkbox"/>	368	głębokość siedziska 38cm	rama krótka kod 351 dla głębokości siedziska 38-42cm	-
<input type="checkbox"/>	615	głębokość siedziska 40cm	długość całkowita wózka (w zależności od pozycji koła tylnego i stopnia podnóżka: 76-84cm)	-
<input type="checkbox"/>	784	głębokość siedziska 42cm		-
<input type="checkbox"/>	618	głębokość siedziska 44cm	rama średnia kod 352 dla głębokości siedziska 44-46cm	-
<input type="checkbox"/>	619	głębokość siedziska 46cm	dł. całkowita wózka (w zależności od pozycji koła tylnego i stopnia podnóżka: 80-88cm)	-
<input type="checkbox"/>	787	głębokość siedziska 48cm	rama długa kod 353 dla głębokości siedziska 48-50cm	200,00
<input type="checkbox"/>	792	głębokość siedziska 50cm	dł. całkowita wózka (w zależności od pozycji koła tylnego i stopnia podnóżka: 84-92cm)	350,00

Wysokość oparcia pleców (wymiar tapicerki od rurki siedziska do górnej krawędzi tapicerki pleców)

<input type="checkbox"/>	620	wysokość oparcia pleców 25cm NIE ZALECANA Z PELOTAMI PIERSIOWYMI KOD OD-5 NIE ZALECANA Z ZAGŁÓWKIEM KOD OD-13		-
<input type="checkbox"/>	626	wysokość oparcia pleców 30cm NIE ZALECANA Z PELOTAMI PIERSIOWYMI KOD OD-5	tapicerka z regulacją napiętości pasami	-
<input type="checkbox"/>	631	wysokość oparcia pleców 35cm	możliwość regulacji wysokości oparcia pleców +/- 1,5cm	-
<input type="checkbox"/>	632	wysokość oparcia pleców 40cm		-
<input type="checkbox"/>	633	wysokość oparcia pleców 45cm		200,00

Elementy stabilizacji (opcje obowiązkowe przy refundacji wózka na kod P.130 i P.131)

<input type="checkbox"/>	OD-5	pelota stabilizująca, piersiowa; <u>ograniczona możliwość składania oparcia pleców</u> NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA 25CM I 30CM	<input type="checkbox"/> lewa	450,00
			<input type="checkbox"/> prawa	450,00
<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat PRO peloty piersiowe, małe; para; przy wysokości oparcia 30-40cm; ograniczone składanie oparcia		1.500,00
<input type="checkbox"/>	2021	ErgoSeat PRO peloty piersiowe, duże; para; przy wysokości oparcia 40-50cm; ograniczone składanie oparcia		1.600,00
<input type="checkbox"/>	OD-6	kamizelka stabilizująca		250,00
<input type="checkbox"/>	OD-7	pas bezpieczeństwa - stabilizujący 4-ro punktowy; kłamra plastikowa		200,00
<input type="checkbox"/>	OD-7	pas bezpieczeństwa - stabilizujący 4-ro punktowy; kłamra samochodowa		350,00
<input type="checkbox"/>	OD-8	pas stabilizujący piersiowy, regulowany na długość; zapinany na kłamrę	<input type="checkbox"/> 60cm <input type="checkbox"/> 80cm <input type="checkbox"/> 110cm <input type="checkbox"/> 140cm	150,00

Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	410	krótkie rączki do pchania wózka, stałe		-
<input type="checkbox"/>	411	oparcie pleców bez rączek do pchania wózka		-
<input type="checkbox"/>	141	krótkie rączki do pchania wózka, składane; nie łączyć z regulowanymi rączkami na wysokość - kod 502		400,00
<input type="checkbox"/>	502	regulowane na wysokość rączki do pchania wózka; reg. do 15cm- płynna NIE ŁĄCZYĆ Z WYSOKOŚCIĄ OPARCIA PLECÓW 25CM ORAZ RĄCZKAMI KOD 141		650,00

Przednia wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; max różnica pomiędzy przednią i tylną wys. siedziska do 10cm)

rozmiar kółka przedniego	45cm	46cm	47cm	48cm	49cm	50cm	51cm	52cm	53cm
kółka przednie 100mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
kółka przednie 125mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
kółka przednie 142mm			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Kółka przednie

<input type="checkbox"/>	151	100x32mm	ogumienie pełne, twarda guma- szara	felga z tworzywa, czarna	-
<input type="checkbox"/>	325	125x32mm	ogumienie pełne, twarda guma- szara	felga z tworzywa, czarna	-
<input type="checkbox"/>	327/908	142x37mm	ogumienie pełne, miękka guma- czarna	felga z tworzywa, czarna	-
<input type="checkbox"/>	327/909	142x37mm	ogumienie pełne, miękka guma- szara	felga z tworzywa, czarna	-
<input type="checkbox"/>	1068963	100x23mm	ogumienie pełne, świecące podczas jazdy	felga z tworzywa, czarna	300,00
<input type="checkbox"/>	1072385	100x32mm	ogumienie pełne, twarda guma- czarna	felga aluminiowa, srebrna	500,00
<input type="checkbox"/>	1072386	125x32mm	ogumienie pełne, twarda guma- czarna	felga aluminiowa, srebrna	600,00
<input type="checkbox"/>	1081340			felga alucore, srebrna	700,00
<input type="checkbox"/>	1081341			felga alucore, czarna	700,00
<input type="checkbox"/>	1081342	100x37mm	kółka przednie typu FROG ogumienie pełne, twarda guma- czarna	felga alucore, pomarańczowa	600,00
<input type="checkbox"/>	1081343			felga alucore, czerwona	800,00
<input type="checkbox"/>	1081344			felga alucore, niebieska	700,00
<input type="checkbox"/>	1083736			felga alucore, biała	700,00
<input type="checkbox"/>	1081345				
<input type="checkbox"/>	1081346			felga alucore, czarna	800,00
<input type="checkbox"/>	1081347	125x37mm	kółka przednie typu FROG ogumienie pełne, twarda guma- czarna	felga alucore, pomarańczowa	850,00
<input type="checkbox"/>	1081348			felga alucore, czerwona	850,00
<input type="checkbox"/>	1081349			felga alucore, niebieska	850,00
<input type="checkbox"/>	1083737			felga alucore, biała	700,00

Tylna wysokość siedziska (bez poduszki siedziska; maksymalna różnica pomiędzy przednią i tylną wys. siedziska do 10cm)

rozmiar koła tylnego	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
24x1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
25x1"			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
26x1"					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Montaż koła tylnego (dystans między tylną krawędzią rurki oparcia a środkiem koła tylnego)**BALANS AKTYWNY NIE ŁĄCZYĆ Z RAMĄ KRÓTKĄ (KOD 351) T.J. PRZY GŁĘBOKOŚCI SIEDZISKA: 38, 40 I 42CM**

balans	pasywny					pośredni	aktywny (NIE Z RAMĄ KRÓTKĄ)				
pozycja	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dystans w cm	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/> 15

<input type="checkbox"/>	880	przesunięcie montażu koła tylnego o 7,5cm do tyłu poza rurkę oparcia pleców dla zwiększenia pasywnego ustawienia środka ciężkości; opcja dla amputantów	24"	1.100,00
--------------------------	-----	---	-----	----------

Koła tylne

<input type="checkbox"/>	2651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy czarne; szprychy krzyżowane	24"	-
<input type="checkbox"/>	651	koła standardowe; felga, piasta i szprychy srebrne; szprychy krzyżowane	24"	-
<input type="checkbox"/>	848	koła SILVERDESIGN, promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy srebrne; felga z wysokim kołnierzem	24"	100,00
<input type="checkbox"/>	695	koła AKTIV, promienisty układ szprych; felga, piasta i szprychy czarne; wzmocniona felga z wysokim kołnierzem (felga JUMBO) Zalecana dla użytkowników o wadze powyżej 100 kg. NIE ŁĄCZYĆ Z OGUMIENIEM PEŁNYM KOD 902 NIE ŁĄCZYĆ Z CIĄGIEM ALUMINIOWYM KOD 494 NIE ŁĄCZYĆ Z SILIKONOWĄ NAKŁADKĄ NA CIĄGI KOD 166	<input type="checkbox"/> 24"	450,00
<input type="checkbox"/>			25"	450,00
<input type="checkbox"/>			26"	450,00
<input type="checkbox"/>	752	koła LIGHT; promienisty układ szprych; felga, szprychy oraz piasta w kolorze srebrnym ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe RightRun szaro- czarne ciąg aluminiowy- czarny Dla użytkowników o wadze do 90 kg. NIE ŁĄCZYĆ Z KĄTEM NACHYLENIA KÓŁ TYLNYCH (KAMBER) 3* - KOD 447	24"	750,00
<input type="checkbox"/>	1081354	koła ACTIVE, promienisty układ szprych;	niebieskim	1.800,00
<input type="checkbox"/>	1081356	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE;	czerwonym	1.800,00
<input type="checkbox"/>	1081355	piasta, felga oraz ciągi w kolorze:	żółtym	1.800,00
<input type="checkbox"/>	1068713	koła BLACK LIGHT; promienisty układ szprych; felga, piasta, ciągi oraz szprychy w kolorze czarnym; ciąg aluminiowy; ogumienie wysokociśnieniowe MarathonPlus Evolution	24"	1.400,00
<input type="checkbox"/>	1073640	koła SPINERGY; 12 szprych w układzie promienistym w kolorze czarnym; ogumienie wysokociśnieniowe MarathonPlus Evolution; ciągi stal nierdzewna; na indywidualne zamówienie możliwość zamówienia kół ze szprychami białymi lub pomarańczowymi	24"	4.700,00

Ogumienie kół tylnych (dla kodu 651- koła standard, 848- koła SILVERDESIGN i 695- koła AKTIV)

<input type="checkbox"/>	496	ogumienie wysokociśnieniowe, szare	24x1"	-
<input type="checkbox"/>	897	ogumienie wysokociśnieniowe MarathonPlus Evolution, czarne z wyraźnym bieżnikiem; ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie	24x1" 25x1" 26x1"	250,00
<input type="checkbox"/>	363	ogumienie wysokociśnieniowe, Schwalbe ONE, czarne, profilowane	24x1"	350,00
<input type="checkbox"/>	395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Master Alpha Protect, czarne ogumienie o zwiększonej odporności na przebicie	24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	ON-1	ogumienie wysokociśnieniowe RightRun szaro-czarne	24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe RightRun czerwono-czarne	24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe RightRun niebiesko-czarne	24x1"	150,00

Hamulce

<input type="checkbox"/>	305	hamulce dociskowe dla użytkownika, pionowe	-
<input type="checkbox"/>	2595	hamulce dociskowe dla użytkownika, poziome	-
<input type="checkbox"/>	681	przedłużone i składane dźwignie do hamulców kod 305	300,00

Kamber					
<input type="checkbox"/>	423	kąt nachylenia kół tylnych 0*			-
<input type="checkbox"/>	447	kąt nachylenia kół tylnych 3* NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI LIGHT KOD 752			-
<input type="checkbox"/>	454	kąt nachylenia kół tylnych 6* NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI LIGHT KOD 752, NIE ŁĄCZYĆ Z HAMULCAMI POZIOMYMI KOD 2595 WAGA UŻYTKOWNIKA DO 100KG			-

Ciągi						
<input type="checkbox"/>	493	ciągi ze stali polerowanej	24x1"	25x1"	26x1"	-
<input type="checkbox"/>	494	ciągi aluminiowe, srebrne NIE ŁĄCZYĆ Z KOŁAMI TYLNYMI AKTIV KOD 695			24x1"	-
<input type="checkbox"/>	445	ciągi tytanowe, 6 uchwyty montażowych TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY KOD 1073640 I 1085185	24x1"	25x1"	26x1"	1.000,00
<input type="checkbox"/>	849	ciągi trapezowe, aluminiowe- czarne TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY KOD 1073640, 1085185 ORAZ Z KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651 I 2651			24x1"	1.500,00
<input type="checkbox"/>	850	ciągi trapezowe, aluminiowe- czarne; ciągi powlekane TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY KOD 1073640, 1085185 ORAZ KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651 I 2651			24x1"	1.800,00
<input type="checkbox"/>	853	ciągi owalne, aluminiowe- czarne; ciągi powlekane ze zmienną warstwą gumową TYLKO Z KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY KOD 1073640, 1085185 ORAZ KOŁAMI STANDARDOWYMI KOD 651 I 2651			24x1"	1.800,00
<input type="checkbox"/>	168	ciągi OPTIGRIPP- powlekane dla Tetraplegików			24x1"	800,00
<input type="checkbox"/>	166	silikonowa nakładka na ciągi, czarna NIE ŁĄCZYĆ KOŁAMI AKTIV KOD 695 LUB SPINERGY KOD 1073640			24x1"	250,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)				-
<input type="checkbox"/>	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm) (TYLKO Z KOŁAMI KOD 651, 2651 I KOD 848)				-

Boczki						
<input type="checkbox"/>	100	boczek aktywny- aluminiowy, z nadkolem 3cm; w kolorze ramy; stały				-
<input type="checkbox"/>	748	boczek aktywny- aluminiowy, z nadkolem 5cm; w kolorze ramy; stały; regulowany na wysokość krótki podłokietnik (26cm)				200,00
<input type="checkbox"/>	783	boczek aktywny- karbonowy, z nadkolem 3cm; czarny; stały				1.350,00
<input type="checkbox"/>	11	montaż boczka kod 100, 748 lub 783 z możliwością ich wyjmowania				700,00
<input type="checkbox"/>	24	podłokietniki z rurki, montowane za oparciem pleców tylko z boczkami kod 100, 783 lub w wersji bez boczaków				900,00

<input type="checkbox"/>	359	pas podudzia				-
<input type="checkbox"/>	SP-22	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona) TYLKO ZE STOPNIEM PODNÓŻKA KOD 312				150,00

Stopień podnóżka

<input type="checkbox"/>	311	stopień podnóżka wykonany z rurki, aluminiowy kolor czarny mat; <u>długość podudzia 36-48cm</u>	długość podudzia (cm)	-
<input type="checkbox"/>	312	stopień podnóżka jednoczęściowy, płyta aluminiowa; szerokość 14cm; regulacja wysokości, kąta i głębokości; <u>długość podudzia 31-48cm</u>	<input type="text"/>	550,00
<input type="checkbox"/>	76	stopień podnóżka jednoczęściowy, płyta aluminiowa; szerokość 14cm; odchylana do tyłu; <u>długość podudzia 36-48cm</u> ; przy ramie prostej (kod 4959) dla szerokości siedziska od 32cm przy ramie zwężanej (kod 4950) dla szerokości siedziska od 36cm TYLKO Z KÓŁKAMI PRZEDNIMI 100 LUB 125MM		750,00
<input type="checkbox"/>	4312	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy; szerokość 15cm; regulacja wysokości, kąta oraz głębokości; <u>długość podudzia 36-48cm</u> stopień podnóżka z oświetleniem drogi LED z włączeniem przy pomocy Bluetooth z ramą przednią prostą (kod 4959) przy szerokości siedziska od 36cm z ramą przednią zwężaną (kod 4950) przy szerokości siedziska od 40cm		2.300,00
<input type="checkbox"/>	4313	stopień podnóżka jednoczęściowy; profil aluminiowy; szerokość 15cm; <u>długość podudzia 36-48cm</u> regulacja wysokości, kąta oraz głębokości; stopień podnóżka z oświetleniem drogi LED z ramą przednią prostą (kod 4959) przy szerokości siedziska od 36cm z ramą przednią zwężaną (kod 4950) przy szerokości siedziska od 40cm		2.100,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	130	tytanowy	<input type="checkbox"/>	186	granatowy (ciemny niebieski-metalik)	
<input type="checkbox"/>	206	czarny mat	<input type="checkbox"/>	216	czarny połysk	
<input type="checkbox"/>	227	czerwony metalik	<input type="checkbox"/>	4023	biały	-
<input type="checkbox"/>	4040	szary "Downtown"; grafitowy z brokatem	<input type="checkbox"/>	4913	pomarańcz z delikatnie chropowatą powierzchnią	
<input type="checkbox"/>	4912	żółty z delikatnie chropowatą powierzchnią	<input type="checkbox"/>	180	lemon z efektem REFLEX	
<input type="checkbox"/>	183	srebrny metalik z efektem BROKAT	<input type="checkbox"/>	224	niebieski metalik	
<input type="checkbox"/>	4041	granatowy półmat	<input type="checkbox"/>	4042	niebieski półmat	
<input type="checkbox"/>	4043	niebieski półmat	<input type="checkbox"/>	4044	czerwony półmat	150,00
<input type="checkbox"/>	4045	biały półmat	<input type="checkbox"/>	4046	zielony półmat	
<input type="checkbox"/>	4047	fioletowy półmat	<input type="checkbox"/>	4048	miedziany	
<input type="checkbox"/>	2205	boczek kod 100 oraz płyta stopnia podnóżka w kolorze klienta, z kolorów z palety MEYRA				100,00
<input type="checkbox"/>	4920	kolor ramy na życzenie klienta z palety kolorów MEYRA				800,00

Tapicerka siedziska

<input type="checkbox"/>		tapicerka siedziska kodura; kieszeń pod siedziskiem				-			
<input type="checkbox"/>	DP-4	poduszka siedziska płaska; wysokość 3cm- miękka				150,00			
<input type="checkbox"/>	DP-5	poduszka siedziska płaska; wysokość 5cm- miękka				150,00			
<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska płaska; wysokość 3cm; obszyta zgodnie z tapicerką oparcia pleców				350,00			
<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska płaska; wysokość 6cm; obszyta zgodnie z tapicerką oparcia pleców				350,00			
<input type="checkbox"/>	DP-7	poduszka siedziska płaska; składana; wysokość:	<input type="checkbox"/>	3cm	<input type="checkbox"/>	5cm	150,00		
<input type="checkbox"/>	DP-6	poduszka siedziska delikatnie profilowana; wysokość 5cm				350,00			
<input type="checkbox"/>	SD-1	obszycie poduszki dzianiną dystansową (oddychającą)	<input type="checkbox"/>	czarną	<input type="checkbox"/>	czerwoną	<input type="checkbox"/>	granat	100,00
<input type="checkbox"/>	SD-2	obszycie poduszki alcantras, czarna						100,00	
<input type="checkbox"/>	DK-1	pasy odwodzące nogi					200,00		
<input type="checkbox"/>	DK-2	klin krokowy miękki, z przekładką siedziska					350,00		
<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy					100,00		

Tapicerka oparcia pleców (z regulacją napiętości pasami)

<input type="checkbox"/>	235	tapicerka pleców standardowa, TREVIRA- czarna	-
<input type="checkbox"/>	292	tapicerka pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca), czarna	350,00
<input type="checkbox"/>	OR-1	tapicerka pleców z dzianiny dystansowej (oddychająca): <input type="checkbox"/> czerwona <input type="checkbox"/> granatowa	150,00
<input type="checkbox"/>	OR-2	tapicerka pleców alcantras, czarna	250,00
<input type="checkbox"/>	TP-1	obszycie ochronne barierek oparcia pleców oraz ramy przedniej z dzianiny dystansowej	100,00
<input type="checkbox"/>	OR-11	dodatkowa kieszeń na drobiazgi	100,00

Ośłony na szprychy (tylko do kół kod 651, 848, 695, 752)

<input type="checkbox"/>	489	przeźroczyste	300,00
--------------------------	-----	---------------	--------

Kółka podporowe (chowane pod wózek)

<input type="checkbox"/>	728	para; nie łączyć z wąsem tylnym	900,00
<input type="checkbox"/>	729	lewe; nie łączyć z wąsem tylnym lewym	450,00
<input type="checkbox"/>	730	prawe; nie łączyć z wąsem tylnym prawym	450,00

Wąs tylny (nie pełni funkcji anty wywrotnej)

<input type="checkbox"/>	309	para; nie łączyć z kółkami podporowymi tylnym	450,00
<input type="checkbox"/>	4930	lewe; nie łączyć z kółkiem podporowym lewym	250,00
<input type="checkbox"/>	4931	prawe; nie łączyć z kółkiem podporowym prawym	250,00

Dodatki

<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy; tylko do kół kod 651, 848; nie łączyć z osłonami na szprychy	50,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka	50,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę; tylko z wąsem tylnym	100,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	250,00
<input type="checkbox"/>	962	torba jednokomorowa	150,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	350,00
<input type="checkbox"/>	DW-10	ocieplacz na nogi z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne z przegrodą oraz kieszenią	200,00

Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.



W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka