

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

MEYRA
GROUP


Refundacja wózka: P.129: model wózka 2.370 P.130: model wózka 2.370.913 (elementy stabilizacji w formularzu)
 P.131: model wózka 2.370.351 (elementy stabilizacji poniżej w formularzu)

Cena wersji standardowej:

9.900,00 zł. brutto**Rama wózka**

<input type="checkbox"/>	351	rama krótka	głębokość siedziska: 38-42cm	długość całkowita wózka 88-95cm	-
<input type="checkbox"/>	352	rama średnia	głębokość siedziska: 44-46cm	długość całkowita wózka 92-95cm	-
<input type="checkbox"/>	353	rama długa	głębokość siedziska: 48-50cm	długość całkowita wózka 96-103cm	350,00

Rama przednia

<input type="checkbox"/>	346	rama standardowa wózka; kąt ramy przedniej 101*	-
<input type="checkbox"/>	347	rama kompaktowa wózka; kąt ramy przedniej 94*; tylko z kodem 4950 - rama zwężana	150,00
<input type="checkbox"/>	4950	rama przednia zwężana (1cm na stronę)	-
<input type="checkbox"/>	4959	rama przednia prosta	200,00

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	32	szerokość siedziska 32cm	150,00
<input type="checkbox"/>	34	szerokość siedziska 34cm	-
<input type="checkbox"/>	36	szerokość siedziska 36cm	-
<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska 38cm	-
<input type="checkbox"/>	40	szerokość siedziska 40cm	-
<input type="checkbox"/>	342	szerokość siedziska 42cm	-
<input type="checkbox"/>	344	szerokość siedziska 44cm	-
<input type="checkbox"/>	46	szerokość siedziska 46cm	-
<input type="checkbox"/>	48	szerokość siedziska 48cm	-
<input type="checkbox"/>	350	szerokość siedziska 50cm	-
<input type="checkbox"/>	952	szerokość siedziska 52cm	100,00

Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	368	głębokość siedziska 38cm; rama krótka	400,00
<input type="checkbox"/>	615	głębokość siedziska 40cm; rama krótka	-
<input type="checkbox"/>	784	głębokość siedziska 42cm; rama krótka	-
<input type="checkbox"/>	618	głębokość siedziska 44cm; rama średnia	-
<input type="checkbox"/>	619	głębokość siedziska 46cm; rama średnia	-
<input type="checkbox"/>	787	głębokość siedziska 48cm; rama długa	400,00
<input type="checkbox"/>	792	głębokość siedziska 50cm; rama długa	450,00

Wysokość oparcia pleców

<input type="checkbox"/>	620	wysokość oparcia pleców 25cm	-
<input type="checkbox"/>	626	wysokość oparcia pleców 30cm	-
<input type="checkbox"/>	631	wysokość oparcia pleców 35cm	oparcie pleców z regulacją napiętości pasami
<input type="checkbox"/>	632	wysokość oparcia pleców 40cm	możliwość podwyższenia wysokości oparcia pleców o +2,5cm
<input type="checkbox"/>	633	wysokość oparcia pleców 45cm	-
<input type="checkbox"/>	637	wysokość oparcia pleców 50cm	300,00

Elementy stabilizacji

<input type="checkbox"/>	OD-5	peloty piersiowe; dla wysokości oparcia od 35cm	<input type="checkbox"/> lewa <input type="checkbox"/> prawa	450,00/szt.
<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat PRO peloty małe, para; dla wysokości oparcia pleców 30-40cm		1.500,00
<input type="checkbox"/>	2021	ErgoSeat PRO peloty duże, para; dla wysokości oparcia pleców 40-50cm		1.550,00
<input type="checkbox"/>	OD-6	kamizelka stabilizująca		250,00
<input type="checkbox"/>	OD-7	pas stabilizujący 4-ro punktowy klamra plastikowa (06-3554); tylko z rączkami długimi (kod 410) oraz sztangą poprzeczną (kod 814)		200,00
<input type="checkbox"/>	OD-7	pas stabilizujący 4-ro punktowy klamra samochodowa (06-6221); tylko z rączkami długimi (kod 410) oraz sztangą poprzeczną (kod 814)		350,00
<input type="checkbox"/>	OD-8	pas piersiowy, stabilizujący o długości: <input type="checkbox"/> 60cm <input type="checkbox"/> 80cm <input type="checkbox"/> 110cm <input type="checkbox"/> 140cm		150,00
<input type="checkbox"/>	OD-12	zagłówek mocowany na rurkach oparcia; składany z wózkem; tylko z długimi rączkami - kod 410		550,00
<input type="checkbox"/>	913	zagłówek montowany na sztandze poprzecznej; tylko z rączkami kod 410 oraz sztangą kod 814		550,00

Typ oparcia

<input type="checkbox"/>	621	oparcie proste	-
<input type="checkbox"/>	622	oparcie z delikatnym wygięciem na wysokości podłokietnika	-
<input type="checkbox"/>	29	regulacja kąta oparcia na wysokości siedziska +/- 15*, skokowo co 5*; <u>przy wysokości oparcia od 30cm nie łączyć z oparciem z wygięciem (kod 622), tylko z rączkami kod 410 i 412</u>	650,00

Rączki do pchania wózka

<input type="checkbox"/>	410	krótkie rączki do pchania wózka; nie łączyć ze sztangą poprzeczną - kod 814, z zagłówkiem kod OD-12; hamulcami bębnowymi - kod 706	-
<input type="checkbox"/>	412	długie rączki do pchania wózka	100,00
<input type="checkbox"/>	411	oparcie pleców bez rączek do pchania wózka przy oparciu pleców o wysokości od 30cm	-
<input type="checkbox"/>	502	długie rączki do pchania wózka z płynną regulacją wysokości do 15cm; dla wys. oparcia od 30cm nie łączyć z hamulcami bębnowymi, rączkami kod 140 i 141 oraz sztangą kod 814	550,00
<input type="checkbox"/>	140	długie rączki do pchania wózka z płynną regulacją wysokości do 10cm; montowane w rurkach oparcia nie łączyć z hamulcami bębnowymi, oparciem pleców z wygięciem (kod 622) oraz sztangą kod 814	850,00
<input type="checkbox"/>	141	rączki składane; tylko z oparciem prostym - kod 621 nie łączyć z kodem 140 i 502- rączki regulowane na wysokość; 706- hamulce bębnowe i 814 - sztanga	400,00
<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna montowana do rączek; tylko z rączkami długimi kod 410; nie łączyć z rączkami 502	400,00

Kółka przednie oraz przednia wysokość siedziska (bez poduszki); max różnica między przednią a tylną wysokością siedziska 10cm

		44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
<input type="checkbox"/>	151	kółka przednie 100mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			-
<input type="checkbox"/>	325	kółka przednie 125mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-
<input type="checkbox"/>	327/908	kółka przednie 142mm; miękka guma- czarne			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	327/909	kółka przednie 142mm; miękka guma- szare			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	1068963	kółka przednie 100x23mm; świecące; felga z tworzywa										250,00
<input type="checkbox"/>	1072385	kółka przednie 100x32mm; felga aluminiowa- srebrna; ogumienie pełne: czarna guma										400,00
<input type="checkbox"/>	1072386	kółka przednie 125x32mm; felga aluminiowa- srebrna; ogumienie pełne: czarna guma										500,00
<input type="checkbox"/>	1081340	kółka przednie FROG 100x32mm; felga aluminiowa- srebrna; ogumienie pełne: czarna guma										650,00
<input type="checkbox"/>	1081341	kółka przednie FROG 100x32mm; felga aluminiowa- czarna; ogumienie pełne: czarna guma										650,00
<input type="checkbox"/>	1081342	kółka przednie FROG 100x32mm; felga aluminiowa- pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma										550,00
<input type="checkbox"/>	1081343	kółka przednie FROG 100x32mm; felga aluminiowa- czerwona; ogumienie pełne: czarna guma										700,00
<input type="checkbox"/>	1081344	kółka przednie FROG 100x32mm; felga aluminiowa- niebieska; ogumienie pełne: czarna guma										600,00
<input type="checkbox"/>	1081345	kółka przednie FROG 125x32mm; felga aluminiowa- srebrna; ogumienie pełne: czarna guma										700,00
<input type="checkbox"/>	1081346	kółka przednie FROG 125x32mm; felga aluminiowa- czarna; ogumienie pełne: czarna guma										700,00
<input type="checkbox"/>	1081347	kółka przednie FROG 125x32mm; felga aluminiowa- pomarańczowa; ogumienie pełne: czarna guma										750,00
<input type="checkbox"/>	1081348	kółka przednie FROG 125x32mm; felga aluminiowa- czerwona; ogumienie pełne: czarna guma										750,00
<input type="checkbox"/>	1081349	kółka przednie FROG 125x32mm; felga aluminiowa- niebieska; ogumienie pełne: czarna guma										750,00
<input type="checkbox"/>	903	wzmocniony widelec kółek przednich zalecany przy montażu dodatkowych napędów elektrycznych w wózku oraz przy montażu specjalnego VARIOBLOCK -a kod 992										200,00

Koła tylne oraz tylna wysokość siedziska (bez poduszki); max różnica między przednią a tylną wysokością siedziska 10cm

		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	
<input type="checkbox"/>	61/895	koła tylne 24x1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	61/896	koła tylne 24x1 3/8"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	68/895	koła tylne 25x1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input type="checkbox"/>	69/895	koła tylne 26x1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-

Koła tylne

<input type="checkbox"/>	651	koła standardowe, felga, piasta i szprychy srebrne; wypinane; szprychy krzyżowane; dla kół 24"	-
<input type="checkbox"/>	2651	koła standardowe, felga, piasta i szprychy czarne; wypinane; szprychy krzyżowane; dla kół 24"	-
<input type="checkbox"/>	848	koła SILVERDESIGN, felga, piasta i szprychy srebrne; wypinane; szprychy promieniste; dla kół 24"	500,00
<input type="checkbox"/>	695	koła AKTIV; wzmocniona felga; piasta, felga w kolorze czarnym; dla kół 24" zalecane dla użytkowników o wadze pow. 100kg; nie łączyć z ogumieniem pełnym (kod 902) oraz ciągami aluminiowymi (kod 494) nie łączyć z hamulcami bębnowymi oraz systemem ciągów jednostronnych	1.000,00
<input type="checkbox"/>	752	koła LIGHT; ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run; ciągi: czarne (przy kołach 24"x1) dla użytkowników do 90kg nie łączyć z kątem nachylenia kół tylnych 3* - kod 907	1.350,00
<input type="checkbox"/>	1081354	nowe koła AKTIV, ogumienie Schwalbe ONE, promienisty układ szprych; felga, piasta, szprychy niebieskie; 24x1"	2.100,00
<input type="checkbox"/>	1081355	nowe koła AKTIV, ogumienie Schwalbe ONE, promienisty układ szprych; felga, piasta, szprychy żółte; 24x1"	2.100,00
<input type="checkbox"/>	1081356	nowe koła AKTIV, ogumienie Schwalbe ONE, promienisty układ szprych; felga, piasta, szprychy czerwone; 24x1"	2.100,00
<input type="checkbox"/>	1068705	koła SIX-STAR; ogumienie wysokociśnieniowe- szare; ciągi aluminiowe- srebrne; 24x1"	1.300,00
<input type="checkbox"/>	1068707	koła terenowe CROSS; ogumienie terenowe; ciągi ze stali nierdzewnej; 24x1 3/4"	1.400,00
<input type="checkbox"/>	1073641	koła SPINERGY, koła z 12 szprychami z włókna węglowego; szprychy czarne; wzmocniona felga; ogumienie wysokociśnieniowe MarathonPlus Evolution; ciągi dla Tetraplegików; 24x1"	5.950,00
<input type="checkbox"/>	1073640	koła SPINERGY, koła z 12 szprychami z włókna węglowego; szprychy czarne; wzmocniona felga; ogumienie wysokociśnieniowe MarathonPlus Evolution; ciągi stalowe; 24x1"	5.100,00
<input type="checkbox"/>	1068713	koła BLACK-AKTIV; koła czarne; ogumienie MarathonPlus Evolution; ciągi aluminiowe- czarne; 24x1"	1.400,00
<input type="checkbox"/>	1075478	koła AKTIV z radialnym układem szprych; wzmocniona felga JUMBO- czarna; ogumienie wysokociśnieniowe MarathonPlus Evolution; ciągi ze stali nierdzewnej; 25x1"	2.250,00
<input type="checkbox"/>	1075479	koła AKTIV z radialnym układem szprych; wzmocniona felga JUMBO- czarna; ogumienie wysokociśnieniowe MarathonPlus Evolution; ciągi ze stali nierdzewnej; 26x1"	2.100,00

Koła tylne- ogumienie

<input type="checkbox"/>	496	ogumienie wysokociśnieniowe dla kół 24x1"; szare	-
<input type="checkbox"/>	486	ogumienie pompowane dla kół: 24x1 3/8"; szare	-
<input type="checkbox"/>	902	ogumienie pełne dla kół: 24x1"; szare	-
<input type="checkbox"/>	897	ogumienie wysokociśnieniowe MarathonPlus, czarne; dla kół 24x1"	200,00
<input type="checkbox"/>	363	ogumienie wysokociśnieniowe Schwalbe ONE, czarne; dla kół 24x1"	300,00
<input type="checkbox"/>	395	ogumienie wysokociśnieniowe Maxxis VN Alpha Protect, czarne; dla kół 24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	ON-1	ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run, szaro-czarne; dla kół 24x1"	100,00
<input type="checkbox"/>	ON-2	ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run, czerwono-czarne; dla kół 24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	ON-3	ogumienie wysokociśnieniowe Right-Run, niebiesko-czarne; dla kół 24x1"	150,00
<input type="checkbox"/>	ON-11	ogumienie wysokociśnieniowe SPEEDlite, czarne; dla kół 24x1"	50,00

Kamber (kąt nachylenia kół tylnych)

<input type="checkbox"/>	423	kamber 0*	-
<input type="checkbox"/>	447	kamber 3*	-

Montaż koła tylnego (środek ciężkości)

		AKTYWNY			POŚREDNI		PASYWNY		
dystans	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	10cm	9cm	8cm	7cm	6cm	5cm	4cm		-
<input type="checkbox"/>	922	VARIOBLOCK wymagany przy montażu specjalistycznych napędów dodatkowych marki ALBER zalecany przy boczach kod 81 i 84 VARIOBLOCK powoduje zwiększenie całkowitej szerokości wózka o 2-3cm							550,00

Ciągi

<input type="checkbox"/>	493	ciągi ze stali nierdzewnej; dla kół 24"	-
<input type="checkbox"/>	494	ciągi aluminiowe, srebrne; dla kół 22" i 24"; nie łączyć z kołami kod 695	-
<input type="checkbox"/>	445	ciągi tytanowe; dla kół 24"; tylko z kołami kod 695, 1073640 i 1085185	1.100,00
<input type="checkbox"/>	871	system ciągów jednostronnych, kompletne koła kod 651; ciągi aluminiowe- czarne tylko z ogumieniem pełnym 24x1" - kod 902 nie łączyć z hamulcami bębnowymi i kodem 907 (kamber 3*) zalecany tylko z pasywnym ustawieniem środka ciężkości	<input type="checkbox"/> 60- lewy <input type="checkbox"/> 74- prawy 1.300,00
<input type="checkbox"/>	168	ciągi OPTIGRIPP dla Tetraplegików; odległość ciągu od koła 25mm	850,00
<input type="checkbox"/>	849	ciągi CURVE L; ciągi ergonomiczne, trapezowe (h 31mm), czarne; tylko z kołami AKTIV kod- 695	1.500,00
<input type="checkbox"/>	850	ciągi CURVE L dla Tetraplegików; ciągi ergonomiczne, trapezowe (h 31mm), czarne z gumą antypoślizgową tylko z kołami AKTIV kod- 695 oraz kołami kod 651, 2651, 1073640 i 1085185	1.800,00
<input type="checkbox"/>	853	ciągi GEKKO dla Tetraplegików; ciągi ergonomiczne, owalne (h 31mm), czarne z gumą antypoślizgową tylko z kołami AKTIV kod- 695 oraz kod 651, 2651, 1073640 i 1085185	1.800,00
<input type="checkbox"/>	166	nakładka silikonowa, czarna na ciągi, dla kół 22" i 24"	250,00
<input type="checkbox"/>	OC-1	nakładka gumowa, czerwona na ciągi; dla kół 24"	250,00
<input type="checkbox"/>	692	odległość ciągu od koła węższa (ok 15mm w zależności od modelu koła i ogumienia)	-
<input type="checkbox"/>	693	odległość ciągu od koła szersza (ok 25mm w zależności od modelu koła i ogumienia)	-

Hamulce

<input type="checkbox"/>	305	hamulce dociskowe pionowe dla użytkownika, para	-
<input type="checkbox"/>	2595	hamulec dociskowy poziomy dla użytkownika nie łączyć z boczkiem kod 81, 84 i kod 748	-
<input type="checkbox"/>	305/706	hamulec bębnowy dla opiekuna; koła kompletne kod 651 dla ogumienia 24x1" i 24x1 3/8"; ciągi aluminiowe lub stalowe, odległość ciągu od koła 15 lub 25mm tylko z rączkami kod 412 lub 502, kamber 0*- kod 423; nie łączyć z tylną wysokością 40 i 48cm nie łączyć z systemem ciągów jednostronnych, przesunięciem montażu koła tylnego i boczkiem kod 98	1.200,00
<input type="checkbox"/>	73	dźwignie hamulców dociskowych zamocowane w boczku aktywnym kod 100	2.100,00
<input type="checkbox"/>	986	przedłużona dźwignia hamulca dociskowego; stała	150,00

Boczki

<input type="checkbox"/>	100	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; nadkole 3cm; boczek stały nie łączyć z pasywnym ustawieniem balansu	-
<input type="checkbox"/>	98	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; nadkole 5cm; boczek stały	50,00
<input type="checkbox"/>	748	boczek aktywny, aluminiowy w kolorze ramy; nadkole 4,5cm; boczek stały; podłokietnik dł. 26cm krótki- regulowany na wysokość podłokietnik; min tylna wysokość siedziska 44cm nie łączyć z pasywnym ustawieniem balansu	600,00
<input type="checkbox"/>	783	boczek aktywny, z karbonu; nadkole 3cm; boczek stały	1.450,00
<input type="checkbox"/>	302	osłona aktywna, aluminiowy w kolorze ramy; bez nadkola ; boczek stały; min wysokość siedziska 43cm	-
<input type="checkbox"/>	81	boczek z rurki, zabudowany, rurki w kolorze ramy; boczek odchylany i wyjmowany regulowany na wysokość krótki podłokietnik (dł. 25cm); tylna wysokość siedziska od 45cm	350,00
<input type="checkbox"/>	84	boczek z rurki, zabudowany, rurki w kolorze ramy; wzmocniony; boczek odchylany i wyjmowany regulowany na wysokość długi podłokietnik (dł. 36cm); tylna wysokość siedziska od 44cm	300,00
<input type="checkbox"/>	24	podłokietniki z rurki- odchylane tylko z boczkami kod 98, 100, 783, 302 lub w wersji bez boczków	650,00

Stopień podnóżka

			dł. podudzia
<input type="checkbox"/>	312	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, w kolorze ramy; głębokość 10cm regulacja głębokości i kąta; <u>długość podudzia 36-48cm; dla szerokości siedziska do 48cm</u>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	312/663	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, w kolorze ramy; głębokość 10cm, regulacja głębokości i kąta; stopień odchylany na zewnątrz wózka; <u>długość podudzia 36-48cm; dla szerokości siedziska do 48cm</u>	450,00
<input type="checkbox"/>	315	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, w kolorze ramy; głębokość 15cm; regulacja głębokości i kąta; <u>długość podudzia 36-48cm</u>	750,00
<input type="checkbox"/>	311/97	stopień podnóżka: płyta jednoczęściowa, aluminiowa, w kolorze ramy; głębokość 10cm; regulacja kąta; <u>długość podudzia 36-48cm; podnózek nieodchylany</u> <u>dla ramy przedniej prostej (kod 4959) dla szerokości siedziska 34-50cm</u> <u>dla ramy przedniej zwięzanej (kod 4950) dla szerokości siedziska 36-52cm</u>	450,00
<input type="checkbox"/>	808	stopień podnóżka dzielony, aluminiowy w kolorze ramy; głębokość 15cm; regulacja kąta i głębokości; <u>dł. podudzia 36-48cm; tylko z ramą przednią prostą - kod 4959</u>	550,00
<input type="checkbox"/>	54/123	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, w kolorze ramy; głębokość 15cm; regulacja głębokości i kąta; montaż na adapterach dla krótszej długości <u>długość podudzia 30-38cm; tylko z ramą przednią prostą</u>	900,00
<input type="checkbox"/>	4312	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, w kolorze ramy; głębokość 15cm; regulacja głębokości i kąta; stopień z wmontowanym oświetleniem w przedniej i tylnej krawędzi profilu aluminiowego; włączenie i wyłączenie poprzez moduł Bluetooth; <u>długość podudzia 36-48cm</u> <u>dla ramy przedniej prostej (kod 4959) dla szerokości siedziska od 36cm</u> <u>dla ramy przedniej zwięzanej (kod 4950) dla szerokości siedziska od 38cm</u>	2.150,00
<input type="checkbox"/>	4312	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy, w kolorze ramy; głębokość 15cm; regulacja głębokości i kąta; stopień z wmontowanym oświetleniem w przedniej i tylnej krawędzi profilu aluminiowego; <u>dla ramy przedniej prostej (kod 4959) dla szerokości siedziska od 36cm</u> <u>dla ramy przedniej zwięzanej (kod 4950) dla szerokości siedziska od 38cm</u>	1.950,00
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona); tylko ze stopniem podnóżka kod 808	150,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki; tylko ze stopniem podnóżka kod 808	250,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	130	szary	<input type="checkbox"/>	180	lemon z efektem REFLEX	
<input type="checkbox"/>	186	niebieski ciemny, metalik	<input type="checkbox"/>	193	żółty	
<input type="checkbox"/>	206	czarny mat	<input type="checkbox"/>	216	czarny metalik	-
<input type="checkbox"/>	230	burgund	<input type="checkbox"/>	4912	żółty z powierzchnią chropowatą	
<input type="checkbox"/>	4913	pomarańczowy z powierzchnią chropowatą	<input type="checkbox"/>	4023	biały	
<input type="checkbox"/>	183	srebrny metalik	<input type="checkbox"/>	224	niebieski jasny, metalik	
<input type="checkbox"/>	227	czerwony metalik z efektem brokat	<input type="checkbox"/>	2185	brązowy (mokka)	
<input type="checkbox"/>	4922	zielony z efektem reflex	<input type="checkbox"/>	4923	pomarańczowy z efektem reflex	
<input type="checkbox"/>	4041	granatowy półmat struktura	<input type="checkbox"/>	4042	niebieski półmat struktura	250,00
<input type="checkbox"/>	4043	niebieski półmat struktura	<input type="checkbox"/>	4044	czerwony półmat struktura	
<input type="checkbox"/>	4045	biały półmat struktura	<input type="checkbox"/>	4046	zielony półmat struktura	
<input type="checkbox"/>	4047	fioletowy półmat struktura	<input type="checkbox"/>	4040	szary "Downtowngrey"	
<input type="checkbox"/>	4920	kolor ramy na życzenie klienta z palety kolorów MEYRA				1.100,00

Tapicerka siedziska

<input type="checkbox"/>		standardowa tapicerka siedziska, wzmocniona - brezentowa				-
<input type="checkbox"/>	562	tapicerka siedziska z regulacją sztywności - brezentowa				100,00
<input type="checkbox"/>	TS-1	tapicerka siedziska z obszytą gąbką 1 cm - kodura				150,00
<input type="checkbox"/>	TS-2	tapicerka siedziska z regulacją napiętości pasami				200,00

Poduszka siedziska

<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 3cm; obszyta kodurą - czarna					-		
<input type="checkbox"/>	561	poduszka siedziska z gąbki, płaska; wysokość 6cm; obszyta kodurą - czarna					150,00		
<input type="checkbox"/>	SD-4	tapicerka poduszki kod 560 i 561 obszyta kodurą	<input type="checkbox"/>	czerwoną	<input type="checkbox"/>	granatową	100,00		
<input type="checkbox"/>	SD-1	tapicerka poduszki kod 560 i 561 obszyta tk oddychającą	<input type="checkbox"/>	czarną	<input type="checkbox"/>	czerwoną	<input type="checkbox"/>	granatową	100,00
<input type="checkbox"/>	DP-6	poduszka 3cm, płaska, składana obszyta kodurą w kolorze	<input type="checkbox"/>	czarną	<input type="checkbox"/>	czerwoną	<input type="checkbox"/>	granatową	100,00
<input type="checkbox"/>	DP-6	poduszka 5cm, płaska, składana obszyta kodurą w kolorze	<input type="checkbox"/>	czarną	<input type="checkbox"/>	czerwoną	<input type="checkbox"/>	granatową	100,00
<input type="checkbox"/>	DP-7	poduszka siedziska 5cm, delikatnie profilowana, obszyta dzianiną dystansową (oddychającą) w kolorze:	<input type="checkbox"/>	czarną	<input type="checkbox"/>	czerwoną	<input type="checkbox"/>	granatową	200,00
<input type="checkbox"/>	DK-1	pasy odwodzące nogi						200,00	
<input type="checkbox"/>	DK-2	klin krokowy miękkiej, tekstylny z poduszką siedziska o wysokości:	<input type="checkbox"/>	1,5cm	<input type="checkbox"/>	3cm	<input type="checkbox"/>	5cm	350,00

Tapicerka oparcia pleców

<input type="checkbox"/>	235	standardowa tapicerka oparcia pleców, kodura- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami					-
<input type="checkbox"/>	292	tapicerka oparcia pleców, oddychająca- czarna; oparcie z regulacją napiętości pasami					350,00
<input type="checkbox"/>	296	tapicerka oparcia pleców, oddychająca- czerwona; oparcie z regulacją napiętości pasami					350,00
<input type="checkbox"/>	OR-11	kieszon na zewnętrznej części tapicerki oparcia pleców					100,00
<input type="checkbox"/>	OR-12	fartuch (kołnier) łączący tapicerkę oparcia pleców z tapicerką siedziska (niwelacja prześwitu między tapicerkami)					100,00

Oslony na szprychy

<input type="checkbox"/>	489	przeźroczyste	300,00
--------------------------	-----	---------------	--------

Kółka podporowe

<input type="checkbox"/>	691	kółka podporowe wypinane, para; nie łączyć z wążami tylnymi (parą) kod 309	1.250,00
<input type="checkbox"/>	712	kółka podporowe wypinane, lewe; nie łączyć z wążem tylnym (lewym) kod 4930	650,00
<input type="checkbox"/>	713	kółka podporowe wypinane, prawe; nie łączyć z wążem tylnym (prawym) kod 4931	650,00

Wąs tylny (nie pełni roli przeciw wywrotnej)

<input type="checkbox"/>	309	wąs tylny, para; nie łączyć z kółkami podporowymi	200,00
<input type="checkbox"/>	4930	wąs tylny, lewy; nie łączyć z kółkiem podporowym lewym	100,00
<input type="checkbox"/>	4931	wąs tylny, prawy; nie łączyć z kółkiem podporowym prawym	100,00
<input type="checkbox"/>	746	kółka dojazdowe, do wąskich przejazdów (drzwi); nie łączyć z wążem tylnym, kółkami podporowymi tylna wysokość siedziska od 42cm	550,00

Stolik

<input type="checkbox"/>	929	stolik z plexi, nasuwany na podłokietniki; tylko z boczkiem kod 84; dla szerokości siedziska 38-48cm	400,00
<input type="checkbox"/>	930	stolik z plexi, nasuwany na podłokietniki; z podwyższoną krawędzią zewnętrzną dla szerokości siedziska od 38cm; tylko z boczkiem kod 84	600,00

Dodatki

<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy	100,00
<input type="checkbox"/>	819	odblaski na szprychy	50,00
<input type="checkbox"/>	206964600	odblaskowe nakładki na szprychy (reflektory szprychowe)	200,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania	250,00
<input type="checkbox"/>	951	siatka na zakupy	50,00
<input type="checkbox"/>	970	uchwyt na kulę	50,00
<input type="checkbox"/>	679	blokada złożonego wózka	50,00
<input type="checkbox"/>	962	torba jednokomorowa	150,00
<input type="checkbox"/>	261519300	plecak wielokomorowy	350,00
<input type="checkbox"/>	DW-10	ocieplacz na nogi, z wierzchnią powłoką przeciwdeszczową	150,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór dla wzrostu 160-185cm	350,00
<input type="checkbox"/>	DW-11	torba (pokrowiec) na koła tylne, z przegrodą oraz kieszenią	200,00

Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.



W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka