

Zamawiający

Nr zamówienia (bez danych teleadresowych klienta indywidualnego; UWAGI ostatnia strona Formularza)

Osoba dokonująca pomiaru

Cena (rabat)

MEYRA
GROUP

Cena wersji standardowej:

22.000,00 zł. brutto**Prędkość maksymalna**

<input type="checkbox"/>	115	6 km/h	silniki 2x180W	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 40km	-
<input type="checkbox"/>	117	10 km/h	silniki 2x300W	zasięg przy akumulatorach standardowych: do 35km opcja zalecana z mocniejszymi akumulatorami i ładowarką	1.450,00

Zawieszenie

<input type="checkbox"/>	875	zawieszenie dla osób o wadze do 75kg			-
--------------------------	-----	--------------------------------------	--	--	---

Szerokość siedziska

<input type="checkbox"/>	30	szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 30cm; możliwość regulacji szerokości między boczka 30-36cm			-
<input type="checkbox"/>	34	szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 34cm; możliwość regulacji szerokości między boczka 34-40cm			-
<input type="checkbox"/>	38	szerokość siedziska (tapicerki siedziska) 38cm; możliwość regulacji szerokości między boczka 38-44cm			-

Głębokość siedziska

<input type="checkbox"/>	390	głębokość siedziska 30cm			-
<input type="checkbox"/>	393	głębokość siedziska 33cm			-
<input type="checkbox"/>	367	głębokość siedziska 37cm			-
<input type="checkbox"/>	615	głębokość siedziska 40cm			-

Podstawa siedziska

<input type="checkbox"/>	4276	alumiowa płyta siedziska, czarna			-
--------------------------	------	----------------------------------	--	--	---

Poduszka siedziska (nie dotyczy siedziska ErgoStar i RECARO)

<input type="checkbox"/>	560	poduszka siedziska; wysokość 3cm; obszycie czarna dzianina dystansowa (oddychająca)			-		
<input type="checkbox"/>	DP-5	poduszka siedziska; wysokość 5cm; obszycie czarna dzianina dystansowa (oddychająca)			-		
<input type="checkbox"/>	SD-1	obszycie poduszki siedziska dzianiną dystansową w kolorze:		<input type="checkbox"/> czerwonym	<input type="checkbox"/> granatowym	-	
<input type="checkbox"/>	SD-4	obszycie poduszki siedziska kodurą w kolorze:		<input type="checkbox"/> czarnym	<input type="checkbox"/> czerwonym	<input type="checkbox"/> granatowym	-

Siedzisko - opcje dodatkowe

<input type="checkbox"/>	833	pas bezpieczeństwa biodrowy; standardowy- klamra samochodowa	200,00
<input type="checkbox"/>	DK-9	pas bezpieczeństwa biodrowy; krótki- klamra plastikowa (06-2341)	100,00
<input type="checkbox"/>	DK-1	pasy odwodzące nogi	200,00
<input type="checkbox"/>	DK-2	klin krokowy miękki z poduszką siedziska	350,00

Siedzisko - opcje

<input type="checkbox"/>	119	ręczna regulacja kąta siedziska; skokowo; od 0* do + 10*	-
<input type="checkbox"/>	118	elektryczna regulacja kąta siedziska; płynna; od 0* do 22*	750,00
<input type="checkbox"/>	27	elektryczna regulacja wysokości siedziska (winda tuba) do +20cm elektryczna regulacja kąta siedziska; od 0* do 30* tylko z elektroniką R-Net	10.500,00

Oparcie pleców

<input type="checkbox"/>	444/736	tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami; dzianina dystansowa oddychająca (czarna) wysokość oparcia pleców 44cm	-
<input type="checkbox"/>	439/736	tapicerka pleców z regulacją napiętości pasami; dzianina dystansowa oddychająca (czarna) wysokość oparcia pleców 39cm	-
<input type="checkbox"/>	OR-1	tapicerka pleców oddychająca; regulacja napiętości pasami: <input type="checkbox"/> granatowa <input type="checkbox"/> czerwona	200,00

Oparcie pleców - opcje

<input type="checkbox"/>	814	sztanga poprzeczna na oparciu pleców; przy oparciu standardowym oraz ErgoSeat	-
<input type="checkbox"/>	410	rączki do prowadzenia wózka (montaż sztangi w połowie wysokości oparcia pleców) nie łączyć z siedziskami ErgoStar oraz RECARO	100,00
<input type="checkbox"/>	913	zaglówek; tapicerka podceratowana nie łączyć z rączkami do pchania wózka kod 410	500,00
<input type="checkbox"/>	2913	obszycie zagłówek tapicerką oddychającą	100,00
<input type="checkbox"/>	260	funkcja zapamiętywania położenia zagłówek	100,00
<input type="checkbox"/>	OD-6	kamizelka stabilizująca	250,00
<input type="checkbox"/>	OD-7	pas bezpieczeństwa 4-ro punktowy; klamra plastikowa (06-3554)	200,00
<input type="checkbox"/>	OD-8	pas stabilizujący- piersiowy; długość: <input type="checkbox"/> 60cm <input type="checkbox"/> 80cm <input type="checkbox"/> 110cm <input type="checkbox"/> 140cm	150,00

Oparcie pleców - regulacja kąta

<input type="checkbox"/>	401	ręczna regulacja kąta oparcia; od -10* do +30*; skokowo co 10*	-
<input type="checkbox"/>	25	elektryczna regulacja kąta oparcia; od 0* do 30*; płynnie	2.500,00

Kółka przednie - skrętne; przednia wysokość siedziska (bez poduszki)

<input type="checkbox"/>	157	kółka przednie 8" (20cm); felga aluminiowa	<input type="checkbox"/> 42cm <input type="checkbox"/> 44-64cm <input type="checkbox"/> 45,5cm	-
<input type="checkbox"/>	163	kółka przednie 9" (23cm); felga aluminiowa	<input type="checkbox"/> 43,5cm <input type="checkbox"/> 45-65cm <input type="checkbox"/> 47cm	-

w przypadku opcji windy (kod 27) przednia wysokość siedziska 64cm (przy kołach 8") lub 65cm (przy kołach 9")

do podanych wysokości siedziska należy dodać wysokość poduszki siedziska

Kółka przednie - opcje

<input type="checkbox"/>	146	pompowane 9"	-
<input type="checkbox"/>	481	pompowane 8"	-
<input type="checkbox"/>	900	pełne: 8" i 9"	200,00
<input type="checkbox"/>	816	nadkola; tylko dla kół 9" - kod 163	350,00

Koła tylne - napędowe

<input type="checkbox"/>	815	12" (30cm), felga aluminiowa	-
--------------------------	-----	------------------------------	---

Koła tylne - opcje

<input type="checkbox"/>	846	pompowane	-
<input type="checkbox"/>	904	pełne	250,00
<input type="checkbox"/>	824	nadkola	350,00

Ogumienie

<input type="checkbox"/>	909	ogumienie szare	-
<input type="checkbox"/>	908	ogumienie czarne, odporne na ścieranie	-

UWAGA: Opony wykonane są z mieszanki gumowej, która może pozostawiać ślady na niektórych powierzchniach (podłogi plastikowe, parkiety itp.). Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane ścieraniem powierzchni.

Boczki

<input type="checkbox"/>	106	boczek standardowy; wyjmowany; regulacja głębokości; osłona ubrania z plexi- czarna; regulowany na wysokość krótki podłokietnik;	-
--------------------------	-----	--	---

Podnóżki

<input type="checkbox"/>	93	podnóżki standardowe, odchylane i zdejmowane	-
--------------------------	----	--	---

Stopień podnóżka dla kodu 93 (długość podudzia 28-43cm)

<input type="checkbox"/>	808	stopień podnóżka dzielony z tworzywa; głębokość 15cm; regulacja kąta	Długość podudzia	-
<input type="checkbox"/>	54	stopień podnóżka jednoczęściowy, aluminiowy; głębokość 15cm; regulacja głębokości oraz kąta	<input type="text"/>	-

Podnóżek centralny

<input type="checkbox"/>	5100	podnóżek centralny; mały stopień podnóżka	-
<input type="checkbox"/>	822	paski przytrzymujące stopy na stopniu podnóżka (strzemiona); dla stopnia podnóżka kod 54 lub 808	100,00
<input type="checkbox"/>	823	zapiętki; dla stopnia podnóżka kod 54 lub 808	400,00

Akumulatory i ładowarki

<input type="checkbox"/>	5159	akumulatory bezobsługowe 43Ah(5h)/50Ah(20h)	zasięg przy prędkości: 6km/h: do 30km; 10km/h: 25km	-
<input type="checkbox"/>	5158	akumulatory bezobsługowe 66Ah(5h)/80Ah(20h)	zasięg przy prędkości: 6km/h: do 40km; 10km/h: 35km	1.350,00
<input type="checkbox"/>	732	ładowarka 8A dla akumulatorów standardowych kod 5159	-	
<input type="checkbox"/>	733	ładowarka mocniejsza 12A dla akumulatorów kod 5158	150,00	

Oświetlenie

<input type="checkbox"/>	932	oświetlenie drogowe LED z kierunkowskazami	-
--------------------------	-----	--	---

Elektronika

<input type="checkbox"/>	408	elektronika VR2	-
<input type="checkbox"/>	682	moduł regulacji opcji elektrycznych do elektroniki VR2 (nie łączyć z elektrycznymi podnóżkami oraz windą)	250,00
<input type="checkbox"/>	415	elektronika R-Net; wyświetlacz diodowy	2.700,00
<input type="checkbox"/>	416	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD	3.400,00
<input type="checkbox"/>	398	elektronika R-Net: kolorowy wyświetlacz LCD (3,5"); z budowanym modułem Bluetooth oraz IR oraz czujnikiem zmierzchu i podświetleniem klawiatury	5.600,00
<input type="checkbox"/>	839	moduł OMNI z wyświetlaczem LCD; do niestandardowych typów sterowania; tylko z elektroniką R-Net	5.000,00
<input type="checkbox"/>	4795	blokada elektroniki; (immobilizer)	250,00
<input type="checkbox"/>	918	system ESP - utrzymanie prostego toru jazdy; tylko z elektroniką R-Net kod 416	2.200,00

Sterowanie

<input type="checkbox"/>	74	sterowanie na prawą rękę	-
<input type="checkbox"/>	60	sterowanie na lewą rękę	-
<input type="checkbox"/>	851	sterowanie dla opiekuna z możliwością przełożenia dla użytkownika; tylko ze sztangą kod 814	600,00
<input type="checkbox"/>	4789	dotatkowe sterowanie dla opiekuna z możliwością wyłączenia sterowania dla użytkownika tylko ze sztangą kod 814	2.100,00

Uchwyt joysticka dla użytkownika

<input type="checkbox"/>	4859	uchwyt z regulacją długości	-
<input type="checkbox"/>	4566	uchwyt z regulacją długości i wysokości; nie łączyć z podłokietnikiem kod 24	300,00
<input type="checkbox"/>	4860	uchwyt z regulacją długości, wysokości; odchylany na bok (pantograf); nie łączyć z podłokietnikiem kod 24	550,00
<input type="checkbox"/>	4874	osłona skrzynki joysticka przed uderzeniami dla elektroniki VR2 oraz R-net	200,00

Niestandardowe końcówki joysticka

<input type="checkbox"/>	553	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy	650,00
<input type="checkbox"/>	556	końcówka joysticka dla Tetraplegików - poziomy	650,00
<input type="checkbox"/>	734	końcówka joysticka dla Tetraplegików - pionowy; z regulacją szerokości dłoni	400,00
<input type="checkbox"/>	4589	końcówka joysticka grzybek	200,00
<input type="checkbox"/>	4590	końcówka joysticka mała piłka - twarda	200,00
<input type="checkbox"/>	4593	końcówka joysticka słupek (5cm)	300,00
<input type="checkbox"/>	4594	końcówka joysticka guzik (płaski wierzch)	200,00
<input type="checkbox"/>	4595	końcówka joysticka duża piłka - miękka	400,00

Kolor ramy

<input type="checkbox"/>	207	kolor ramy podwozia oraz ramy siedziska oraz oparcia pleców: czarny mat (struktura)	-
<input type="checkbox"/>	212	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: biała	-
<input type="checkbox"/>	186	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: niebieski- ciemny, metalik	-
<input type="checkbox"/>	227	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: czerwony, metalik	-
<input type="checkbox"/>	180	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: limonka z efektem REFLEX	-
<input type="checkbox"/>	214	kolor ramy podwozia czarny mat; rama siedziska oraz oparcia pleców: żółty	-
<input type="checkbox"/>	5220	kolor ramy podwozia, ramy siedziska, ramy oparcia pleców, podnóżków oraz w kolorze na życzenie klienta w kolorze z palety MEYRA	1.600,00

Dodatki

<input type="checkbox"/>	906	lusterko wsteczne - prawe	300,00
<input type="checkbox"/>	927	lusterko wsteczne - lewe	300,00
<input type="checkbox"/>	676	odblaskowy trójkąt ostrzegawczy	250,00
<input type="checkbox"/>	994	bagażnik rurkowy	-
<input type="checkbox"/>	781	USB- port	650,00
<input type="checkbox"/>	782	uchwyt na telefon	150,00
<input type="checkbox"/>	4646	stolik odchylany na bok; tylko z boczkami kod 106 oraz uchwytem joysticka kod 4860 (pantograf)	1.100,00
<input type="checkbox"/>	3075902	śpiwór polarowy dla wzrostu 160-185cm	350,00
<input type="checkbox"/>	936	deska do przesiadania się	350,00
<input type="checkbox"/>		ocieplacz na nogi	250,00
<input type="checkbox"/>		kieszon na drobiazgi montowana w przedniej części siedziska; nie łączyć z siedziskiem RECARO i ErgoStar	150,00
<input type="checkbox"/>		kieszon na oparciu pleców; tylko z tapicerką pleców kod 736	150,00

Firma MDH sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmian w wyposażeniu wózka oraz cen za poszczególne opcje bez wcześniejszej informacji.



W przypadku dostawy wózka do osoby prywatnej lub innego podmiotu niż składającego zamówienie, należy pobrać, wypełnić i załączyć również zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem RODO.

Uwagi odnośnie realizacji zamówienia wózka

Niestandardowe systemy sterowania

<input type="checkbox"/>	565	sterowanie brodą odchylane elektrycznie; tylko z modułem OMNI - kod 839	19.900,00
<input type="checkbox"/>	4611	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem; tylko z modułem OMNI - kod 839	23.500,00
<input type="checkbox"/>	4600	sterowanie MicroPilot z minimalnym odchyleniem i podporą pod dłoń; tylko z modułem OMNI - kod 839	28.000,00
<input type="checkbox"/>	4612	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem; tylko z modułem OMNI - kod 839	23.500,00
<input type="checkbox"/>	4601	sterowanie MicroPilot z delikatnym odchyleniem i podporą pod dłoń; tylko z modułem OMNI - kod 839	28.000,00
<input type="checkbox"/>	4940	uchwyt na szyję do sterowania MicroPilot	4.200,00
<input type="checkbox"/>	4613	sterowanie TouchDrive; tylko z modułem OMNI - kod 839	30.000,00
<input type="checkbox"/>	4615	zewnętrzny pulpit sterowania opcjami elektrycznymi w wózku; tylko z modułem OMNI - kod 839	4.800,00
<input type="checkbox"/>	543	zewnętrzny włącznik/wyłącznik wózka, średnica 63mm; tylko z elektroniką R-Net z wyświetlaczem LCD (kod 416) lub modułem OMNI - kod 839	650,00